

NEU IM SORTIMENT

MAAM

Wir freuen uns Ihnen unsere neuen Post-OP Versorgungen der Marke Maam vorstellen zu können. Alle Versorgungen sind in der Farbe schwarz ab sofort für Sie lieferbar.

Brustversorgungen

MA-BCP KOMPRESSIONS-BH

59€

Post OP Kompressions-BH, mit 5 cm breitem Unterbrustband, Träger verstellbar, dreireihiger Hakenverschluss vorne.

Farbe: Schwarz

Größe: XS - 3XL

Körbchengrößen: B-C, C-D

Material: Polyamid, Baumwolle, Elastan

Anwendung: Mammaplastik (Brustvergrößerung, -verkleinerung, -straffung)

MASSTABELLE MA-BCP

1. Unterbrustumfang (Umfang direkt unter der Brust)

2. Oberweite (Umfang direkt über der Brust)

Die Differenz der beiden Maße ergibt die Körbchengröße:

- weniger als 15 cm: CUP B-C
- zwischen 15 - 20 cm: CUP C-D



Unterbrustumfang	EU	63 - 67cm	68 - 72 cm	73 - 77 cm	78 - 82 cm	83 - 87 cm	88 - 95 cm
Brustumfang	EU	77 - 81 cm	82 - 86 cm	87 - 91 cm	92 - 96 cm	97 - 101 cm	102 - 106 cm
Körbchengröße	B - C	XS	S	M	L	XL	XXL
Unterbrustumfang	EU	63 - 67cm	68 - 72 cm	73 - 77 cm	78 - 82 cm	83 - 87 cm	88 - 95 cm
Brustumfang	EU	82 - 86 cm	87 - 91 cm	92 - 96 cm	97 - 101 cm	102 - 106 cm	107 - 112 cm
Körbchengröße	C - D	XS	S	M	L	XL	XXL

MA-VCO KOMPRESSIONS-BH

79€

Post OP Kompressionsweste, mit integriertem Brustgurt, breitem Unterbrustband, dreireihiger Hakenverschluss vorne, Trägern verstellbar.

Farbe: Schwarz

Größe: XS - 2XL

Material: Polyamid, Baumwolle, Elasthan

Anwendung: Mammaplastik (Brustvergrößerung, -verkleinerung, -straffung)



MA-VFC NAHTLOSER KOMPRESSIONS-BH

59€

Post OP Kompressionsweste mit 5 cm Elastikbund unter der Brust, ohne Nähte, Front Reißverschluss mit unterlegtem Haken- und Ösenverschluss.

Farbe: Schwarz

Größe: XS - 2XL

Material: Polyester, Elasthan

Anwendung: Mammaplastik (Brustvergrößerung, -verkleinerung, -straffung)

MASSTABELLE MA-VCO UND MA-VFC

	XS	S	M	L	XL	2XL
Unterbrustumfang	65 - 69 cm	69 - 72 cm	73 - 77 cm	78 - 82 cm	83 - 88 cm	89 - 96 cm
Brustumfang	80 - 83 cm	83 - 86 cm	87 - 91 cm	92 - 96 cm	97 - 102 cm	103 - 108 cm

Körperversorgungen

MA-CAT BAUCHGURT

ab 49€

Einteilige Ausführung mit Klettverschluss.
In den Höhen 25, 30 und 35 cm verfügbar.

Farbe: Schwarz

Größe: XS - 2XL

Material: Polyamid, Polyester

Anwendung: Liposuktion an Bauch und Hüfte)



MA-CAR BAUCHGURT

ab 49€

Zweiteilige Ausführung mit Klettverschluss
in der Höhe von 25 cm verfügbar.

Dreiteilige Ausführung mit Klettverschluss
in den Höhen 30 und 35 cm verfügbar.

Farbe: Schwarz

Größe: XS - 2XL

Material: Polyamid, Polyester

Anwendung: Liposuktion an Bauch und Hüfte)

MASTABELLE MA-CAT und MA-CAR

	XS	S	M	L	XL	2XL
Unterbrustumfang	65 - 69 cm	69 - 72 cm	73 - 77 cm	78 - 82 cm	83 - 88 cm	89 - 94 cm
Taillenumfang	59 - 63 cm	64 - 69 cm	70 - 76 cm	77 - 85 cm	86 - 94 cm	95 - 103 cm
Hüftumfang	83 - 88 cm	89 - 94 cm	95 - 101 cm	102 - 110 cm	111 - 119 cm	120 - 128 cm



MA-MN KOMPRESSIONSÄRMEL

59€

Bolero, Frontöffnung mit zwei verstellbaren Gurten und langen Ärmel.

Farben: Schwarz

Größe: XS - 2XL

Material: Polyamid, Elastane

Anwendung: Liposuktion an den Oberarmen



MASSTABELLE MA-MN

	XS	S	M	L	XL	2XL
Oberarmumfang	23 - 25 cm	25 - 27 cm	27 - 29 cm	29 - 31 cm	31 - 33 cm	33 - 36 cm

TRICONmed GmbH
An der Eiche 6
34327 Körle
+49 (0)5665 40 75 80
info@triconmed.de