


Drei Millimeter, die den Unterschied machen

Skinova®MED arbeitet mit einer besonderen 10-MHz-Technologie, die etwa 3 mm in die Haut eindringt und damit hauptsächlich im Bereich des Bindegewebes wirkt. Dort reagieren die Ultraschallwellen mit den Zellmembranen der Bindegewebszellen und regen stoffwechselaktive Prozesse an.

Hierdurch werden Schmerzen, die durch entzündliche Prozesse z.B. bei Überlastungsschäden oder nach Operationen entstehen, effektiv abgeschaltet. Der gleiche Mechanismus wirkt effektiv auf die Narbenreifeprozesse ein und reduziert die Entstehung von sich verbreiternden oder wulstig verdickenden Narben. Narben werden so extrem unauffällig.

Da die Ultraschallwellen den Stoffwechsel der Bindegewebszellen anregen, wird vermehrt Hyaluronsäure und Kollagen produziert, was die Haut straffer und jugendlicher erscheinen lässt.



Während der Behandlung:
Der Ultraschall dringt nur 3 mm tief in die Haut ein und massiert das Gewebe.

Nach der Behandlung:
Kollagen und Elastin werden neu gebildet – das Hautgewebe wird gefestigt und straffer und die Poren verfeinert.



Skinova®MED

- + Narbenbehandlung
- + Schmerztherapie
- + Anti-Aging

Mit der 14-tägigen Home-Kur mit Skinova®MED können Sie Narben und vieles mehr jetzt ganz bequem zu Hause behandeln.




TRICONmed GmbH
An der Eiche 6
34327 Körle
T 05665 40 75 80
F 05665 40 75 888
info@triconmed.de
www.triconmed.de

Die Ultraschall Home-Kur



- + Narbenbehandlung
- + Schmerztherapie
- + Anti-Aging



Hightech einfach und bequem zu Hause anwenden

Egal ob Narbenbehandlung, Schmerztherapie oder Anti-Aging-Behandlung: Mit der 14-tägigen Hochfrequenz-Ultraschall-Kur mit Skinova®MED können Sie Ihre Beschwerden jetzt ganz bequem zu Hause behandeln.

Erste Behandlungsergebnisse sind oftmals schon nach der ersten Behandlung sichtbar und auch spürbar. Dabei ist die Behandlung völlig schmerzfrei und sicher in der Anwendung.



Für spürbar schönere Haut und weniger Schmerzen

Eine Hochfrequenz-Ultraschall-Kur mit Skinova®MED ist für folgende Anwendungsbereiche geeignet:

Hautbehandlung

- Anti-Aging
- Spannungskraftverlust
- entzündliche Akne
- Hautbildverbesserung
- Hautregeneration

Narben & Schmerzen

- Narbenbehandlung
- Schleimbeutelentzündung
- Karpaltunnelsyndrom
- Hämatome
- Muskelzerrung / Bänderriss
- Arthritis / Gonitis
- Tendinitis
- Epicondylitis (Reizzustand der Sehnenansätze)

Vielseitig in der Wirkung, überzeugend im Ergebnis

Was Skinova®MED so besonders macht, ist die Vielfalt der Einsatzmöglichkeiten. Nicht nur zur Narbenbehandlung und Schmerztherapie, sondern auch zur Anti-Aging-Behandlung kann Skinova®MED eingesetzt werden.

Die hochfrequente Ultraschall-Therapie unterstützt die körpereigene Korrektur der Haut, damit postoperative Narben so dezent und unauffällig wie möglich werden. Sie wirkt entzündlicher Akne und damit natürlich auch Aknenarben entgegen. Hämatome verschwinden rascher, ebenso postoperative Narbenschmerzen und weitere Schmerzindikationen.

Ultraschall als effektiver therapeutischer Ansatz wird schon seit Jahren auch in der Anti-Aging-Behandlung erfolgreich eingesetzt.

