



carefix[®]
Creating functional comfort

ABDOMINAL- BANDAGEN & BRUSTBANDAGE

Carefix Abdominalbandagen

Carefix Abdominalbandagen stellen den neusten Entwicklungsstand der postoperativen Kompressionsbandagen dar. Sie bieten die perfekte Balance zwischen erforderlicher Kompression und hohem Tragekomfort. Die Operationswunde wird dabei maximal geschützt. Carefix Abdominalbandagen gibt es in zwei Ausführungen.

Carefix Brustbandage

Die Carefix Brustbandage wurde entwickelt, um Implantate in ihrer Position zu fixieren. Das einfache und damit äußerst praktikable Design erlaubt die Anpassung an nahezu jeden Brustumfang.

Abdominalbandagen

Merkmale:

- Postoperative Abdominalstütze
- Der patentierte Non-Stretch-Teil über der Wunde leitet Muskelreflexe und kleine Bewegungen in die Seiten ab
- Seamless Technology sorgt für eine Stützwirkung ohne Druckstellen
- Rutschfestes Bündchen
- Atmungsaktiv und feuchtigkeitdurchlässig
- Waschbar bis 95°C; Trocknerfähig
- Autoklavierbar
- Latexfrei
- Oeko-Tex Standard 100

Indikation:

- Narbenbruch, Narbeninsuffizienz, Bauchmuskelschwäche/-lähmung
- Nach abdominalen Eingriffen, Bauchfellverletzungen
- Bei Bindegewebschwäche im Abdominalbereich, Senkleib
- Nach Liposuktion und Abdominalplastiken

Kontra-Indikation:

- Schwangerschaft
- Abdominal Compartment Syndrom

Wichtiger Hinweis:

Der Einsatz von Carefix Abdominalbandagen richtet sich nach der durchgeführten Operation. Um ein bestmögliches Behandlungsergebnis zu erhalten, ist es wichtig, dass Modellauswahl, Größe und Tragedauer in Absprache mit dem behandelnden Arzt erfolgen.

Größe	cm	Bestellnr. „Binder“	Bestellnr. „Tube“
XS	74-82	3208-XS-WS	3206-XS-WS
S	78-90	3208-S-WS	3206-S-WS
M	86-98	3208-M-WS	3206-M-WS
L	94-106	3208-L-WS	3206-L-WS
XL	102-116	3208-XL-WS	3206-XL-WS
XXL	114-130	3208-XXL-WS	3206-XXL-WS
XXXL	128-148	3208-XXXL-WS	3206-XXXL-WS

Material:

50% Polyamid, 50% Elasthan

Waschhinweise:

Waschsäckchen empfohlen.
Klettverschluss ist zu schließen.



Offene Abdominalbandage (Binder):

Für die postoperative Anwendung, solange die Wunde regelmäßig untersucht werden muss.



Geschlossene Abdominalbandage (Tube):

Für die tägliche Anwendung zum Schutz der Wunde und Narbe vor Belastungen im Alltag und zur Unterstützung des Heilungsprozesses.

Pflegehinweise:



Carefix Brustbandage

Die anpassbare Carefix Brustbandage kann mit oder ohne BH angewendet werden, um das postoperative Ergebnis der Brust Augmentation zu sichern. Das Produkt zeichnet sich durch seine auf voller Länge anpassbare Klettposition aus. Dadurch kann die Carefix Brustbandage an jeden Brustumfang bis 120 cm individuell angepasst werden. Da nur eine Größe erforderlich ist, wird der Lagerhaltungsaufwand minimiert. Durch die Verwendung wirkungsvoller Elasthane unterstützt die Bandage wirkungsvoll das Implantat in der ursprünglichen Lage zu halten. Ein Verrutschen oder Drehen des Implantates wird erheblich erschwert. Diese zu 100% latexfreie Carefix Brustbandage bietet eine verbesserte und dauerhafte Kompression. Das verwendete Material von Carefix Brustbandage ist wunderbar weich und anschmiegsam für höchsten Tragekomfort und beste Compliance.

Größe	Brustumfang	Bestellnr.
Einheitsgröße	65-120 cm	8113-WS

Material: 62% Polyamide, 9% Viscose, 29% Elasthane



Carefix Brustbandage

Pflegehinweise:

