

Post-OP- Sortiment

 ISAVELA

Jobskin®



 **TRICON**
med

www.triconmed.com



Post-OP-Sortiment

1. DAMENKOMPRESSION

A) Brustchirurgie	Seite
Damenwesten	6 - 7
B) Körper	
Hohe Kompressionshosen	8 - 12
Taillenkompansionshosen	12 - 13
Bodys ohne BH	14 - 15
Bodys mit BH	16 - 17
Gluteusaugmentation	18 - 19

2. HERRENKOMPRESSION

Westen	20 - 21
Kompressionshose	22
Bodys	23

3. UNISEXMODELLE


A) Rumpf & Thorax	
Brustgurte	24 - 25
Bauchgurte	26
B) Arme & Hände	
Kompressionsärmel	27
Handschuhe	28
C) Kopf	
Kinnmasken	29
Kopfmaske	30

Markenwelt



ISAVELA wurde 2008 gegründet und zählt heute zu einer der führenden Marken postoperativer Kompressionsbekleidung in den USA. Neben der FDA-Zulassung ist die Marke seit Sommer 2014 mit der CE-Kennzeichnung auch in Europa verfügbar. Der texanische Hersteller fertigt die Ware im nahe gelegenen Mexiko. Die kurzen Wege zwischen Qualitätsmanagement und Design in Texas und kostengünstiger Produktion in Mexiko ergeben für Sie ein Produkt, welches höchsten Ansprüchen genügt und mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis versehen ist.

Die elastische und samtweiche Textur des Gewebes leitet die Feuchtigkeit von der Haut nach außen und kühlt angenehm. Die antimikrobielle Eigenschaft verhindert Bakterien und Pilzwachstum. Unangenehme Geruchsbildung und Hautirritationen werden effektiv vorgebeugt. Die tadellose Verarbeitung mit der Doppelstichnaht schützt effektiv vor offenen Nähten und vorzeitigem Verschleiß.




CompressWear ist das Basismaterial der ISAVELA Kompressionsbekleidung mit hervorragenden Trage- und Kompressionseigenschaften.

- atmungsaktiv
- antimikrobiell
- 100 % latexfrei

Die seidig weiche Faser leitet die Hautfeuchtigkeit nach außen und entfaltet einen wohltuend kühlenden Effekt.



- höchste Verarbeitungsqualität
- Sicherheit durch Doppelstichnaht



Jobskin ist seit 40 Jahren am Markt mit Schwerpunkt in der Maßversorgung mit Kompressionsbekleidung. Noch heute ist Jobskin der Maßstab der weltweiten Narbenkompression. Besonders im Bereich der Kopf- und Handversorgung ist Erfahrung in der Fertigung von Kompressionbekleidung unerlässlich und von entscheidendem Vorteil. Um Ihnen das Beste zu bieten, haben wir für spezielle Situationen z. B. nach Facelift, Ohrenanlegen, Liposuktion unter dem Hals und vergleichbaren Eingriffen am Kopf, aber auch nach Eingriffen an der Hand, ein spezielles Sortiment postoperativer Versorgungen für Sie in diesem Katalog aufgenommen.



Damenwesten

ISAVELA VS03-LS

BH-WESTE MIT LANGEN ÄRMELN

Lange Weste mit langem Arm.
Eingearbeitete Soft-Cups. Verstärkung im Unterbrustbereich gibt sicheren Halt. Vorderer dreireihiger Hakenverschluss. Das 5 cm breite untere Abschlussbündchen verhindert Aufrollen.

Farben:

Beige und Schwarz

Material:

Comprexxwear aus Nylon/Spandex

Größe:

XS - 3XL



ISAVELA VS03-SS

BH-WESTE MIT KURZEN ÄRMELN

Lange Weste mit halbem Arm.
Eingearbeitete Soft-Cups. Verstärkung im Unterbrustbereich gibt sicheren Halt. Vorderer dreireihiger Hakenverschluss. Das 5 cm breite untere Abschlussbündchen verhindert Aufrollen.

Farben:

Beige und Schwarz

Material:

Comprexxwear aus Nylon/Spandex

Größe:

XS - 3XL



Unterbrustumfang
(Mitteln zwischen Ein- und Ausatmen)

MESSANLEITUNG

Legen Sie das Maßband in der gewünschten Höhe direkt auf die Haut. Messen Sie ohne Zugspannung, sodass das Maßband direkt ohne Falten auf der Haut aufliegt.

Die Erwartung der Umfangsveränderung durch den geplanten Eingriff obliegt Ihrer Einschätzung.

Damenwesten

ISAVELA VS01

ÄRMELLOSE BH-WESTE

Kurze ärmellose Weste mit verstellbaren Schulterträgern. Eingearbeitete Soft-Cups. Die Verstärkung im Unterbrustbereich gibt sicheren Halt. Vorderer dreireihiger Hakenverschluss. Das 5 cm breite untere Abschlussbündchen verhindert Aufrollen.

Farben:

Beige und Schwarz

Material:

Comprexxwear aus Nylon/Spandex

Größe:

XS - 3XL



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Unterbrustumfang	51 - 61 cm	61 - 71 cm	71 - 81 cm	81 - 91 cm	91 - 101,5 cm	101,5 - 112 cm	112 - 122 cm

(Wenn Sie mit den Maßen zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie im Zweifelsfall die größere.)

Hohe Kompressionshosen

ISAVELA GR01

KOMPRESSIONSHOSE - HOCH

Hoher Bund mit 7 cm weichem, nicht aufrollendem Abschlussbund. Linksseitiger Reißverschluss mit hinterlegten Haken. Beinlos, **geschlossener** Schritt mit Hakenverschluss

Farben:

Beige und Schwarz

Material:

Comprexxwear aus Nylon/Spandex

Größe:

XS - 3XL



ISAVELA GR02

SECOND STAGE

KOMPRESSIONSHOSE - HOCH

Die Second-Stage-Hose hat keinen Verschluss. Sonst siehe GR01.

Farben:


Schwarz

Material:

Comprexxwear aus Nylon/Spandex

Größe:

XS - 3XL



MESSANLEITUNG

Legen Sie das Maßband in der gewünschten Höhe direkt auf die Haut. Messen Sie ohne Zugspannung, sodass das Maßband direkt ohne Falten auf der Haut aufliegt.

Die Erwartung der Umfangsreduktion durch den geplanten Eingriff obliegt Ihrer Einschätzung.

Hohe Kompressionshosen

ISAVELA GR03

KOMPRESSIOnSHOSE - HOCH

Hoher Bund mit 7 cm weichem, nicht aufrollendem Abschlussbund, unterem Spitzenbesatz und **offenem** Schritt. Ausführung bis oberhalb der Knie. Beidseitiger Reißverschluss mit Hakenunterstützung.

Farben:

Beige und Schwarz

Material:

Comprexxwear aus Nylon/Spandex

Größe:

XS - 3XL



ISAVELA GR04

SECOND STAGE

KOMPRESSIOnSHOSE - HOCH

Die Second-Stage-Hose hat keinen Verschluss. Sonst siehe GR03.

Farbe:

Schwarz

Material:

Comprexxwear aus Nylon/Spandex

Größe:

XS - 3XL



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Taillenumfang	58 - 64 cm	64 - 69 cm	69 - 75 cm	75 - 83 cm	83 - 97 cm	97 - 102 cm	102 - 112 cm
Hüftumfang	85 - 90 cm	90 - 95 cm	95 - 102 cm	102 - 109 cm	109 - 119 cm	119 - 132 cm	132 - 145 cm
Oberschenkelumfang	46 - 50 cm	50 - 53 cm	53 - 57 cm	57 - 61 cm	61 - 65 cm	65 - 69 cm	69 - 72 cm

(Wenn Sie mit den Maßen zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie im Zweifelsfall die größere.)

Hohe Kompressionshosen

ISAVELA GR05

KOMPRESSIONSHOSE - HOCH

Hoher Bund mit 7 cm weichem, nicht aufrollendem Abschlussbund, unterem Spitzenbesatz und **offenem** Schritt. Ausführung bis unterhalb der Knie. Beidseitiger Reißverschluss mit Hakenunterstützung.

Farben:

Beige und Schwarz

Material:

Comprexxwear aus Nylon/Spandex

Größe:

XS - 3XL



ISAVELA GR06

SECOND STAGE

KOMPRESSIONSHOSE - HOCH

Die Second-Stage-Hose hat keinen Verschluss. Sonst siehe GR05.

Farbe:


Schwarz

Material:

Comprexxwear aus Nylon/Spandex

Größe:

XS - 3XL



MESSANLEITUNG

Legen Sie das Maßband in der gewünschten Höhe direkt auf die Haut. Messen Sie ohne Zugspannung, sodass das Maßband direkt ohne Falten auf der Haut aufliegt.

Die Erwartung der Umfangsreduktion durch den geplanten Eingriff obliegt Ihrer Einschätzung.

Hohe Kompressionshosen

ISAVELA GR07

KOMPRESSIONSHOSE - HOCH

Hoher Bund mit 7 cm weichem, nicht aufrollendem Abschlussbund, unterem Spitzenbesatz und **offenem** Schritt. Ausführung in voller Beinlänge. Beidseitiger Reißverschluss mit Hakenunterstützung.

Farben:

Beige und Schwarz

Material:

Comprexxwear aus Nylon/Spandex

Größe:

XS - 3XL



ISAVELA GR08

SECOND STAGE

KOMPRESSIONSHOSE - HOCH

Die Second-Stage-Hose hat keinen Verschluss. Sonst siehe GR07.

Farbe:

Schwarz

Material:

Comprexxwear aus Nylon/Spandex

Größe:

XS - 3XL



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Tailenumfang	58 - 64 cm	64 - 69 cm	69 - 75 cm	75 - 83 cm	83 - 97 cm	97 - 102 cm	102 - 112 cm
Hüftumfang	85 - 90 cm	90 - 95 cm	95 - 102 cm	102 - 109 cm	109 - 119 cm	119 - 132 cm	132 - 145 cm
Oberschenkelumfang	46 - 50 cm	50 - 53 cm	53 - 57 cm	57 - 61 cm	61 - 65 cm	65 - 69 cm	69 - 72 cm

(Wenn Sie mit den Maßen zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie im Zweifelsfall die größere.)

Tailienkompressionshosen

ISAVELA GR09

TAILLENKOMPRESSIOnSHOSE

Linksseitiger Reißverschluss mit hinterlegten Haken. Beinlos, **geschlossener** Schritt mit Hakenverschluss.

Farben:

Beige und Schwarz

Material:

Comprexxwear aus Nylon/Spandex

Größe:

XS - 3XL



ISAVELA GR11

TAILLENKOMPRESSIOnSHOSE

Beidseitiger Reißverschluss mit hinterlegten Haken. **Offener** Schritt. Spitzenabschlussbündchen oberhalb der Knie.

Farben:


Beige und Schwarz

Material:

Comprexxwear aus Nylon/Spandex

Größe:

XS - 3XL



MESSANLEITUNG

Legen Sie das Maßband in der gewünschten Höhe direkt auf die Haut. Messen Sie ohne Zugspannung, sodass das Maßband direkt ohne Falten auf der Haut aufliegt.

Die Erwartung der Umfangsreduktion durch den geplanten Eingriff obliegt Ihrer Einschätzung.

Tailienkompressionshosen

ISAVELA GR13

TAILLENKOMPRESSIOnSHOSE

Beidseitiger Reißverschluss mit hinterlegten Haken. **Offener** Schritt, Spitzenabschlussbündchen unterhalb der Knie.

Farben:

Beige und Schwarz

Material:

Comprexxwear aus Nylon/Spandex

Größe:

XS - 3XL



ISAVELA GR15

TAILLENKOMPRESSIOnSHOSE

Beidseitiger Reißverschluss mit hinterlegten Haken. **Offener** Schritt. Volle Beinlänge. Spitzenabschlussbündchen über dem Sprunggelenk.

Farben:

Beige und Schwarz

Material:

Comprexxwear aus Nylon/Spandex

Größe:

XS - 3XL



Auch als GR15-CC in schwarz mit geschlossenem Schritt ohne Spitzenbündchen erhältlich (in den Gr. L - 3XL)

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Taillenumfang	58 - 64 cm	64 - 69 cm	69 - 75 cm	75 - 83 cm	83 - 97 cm	97 - 102 cm	102 - 112 cm
Hüftumfang	85 - 90 cm	90 - 95 cm	95 - 102 cm	102 - 109 cm	109 - 119 cm	119 - 132 cm	132 - 145 cm
Oberschenkelumfang	46 - 50 cm	50 - 53 cm	53 - 57 cm	57 - 61 cm	61 - 65 cm	65 - 69 cm	69 - 72 cm

(Wenn Sie mit den Maßen zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie im Zweifelsfall die größere.)

Body ohne BH

ISAVELA BS01

BODY OHNE BH

Body mit abnehmbaren und verstellbaren Trägern. Durchgehender Reißverschluss links. **Geschlossener** Schritt mit Hakenverschluss.

Farben:

Beige und Schwarz


Material:

Comprexxwear aus Nylon/Spandex

Größe:

XS - 3XL

Auch als BS01-HE in Schwarz mit Haken und Ösenöffnung an der Seite erhältlich.



ISAVELA BS03

BODY OHNE BH

Body mit abnehmbaren, verstellbaren Trägern. Beidseitiger Reißverschluss bis Hüfte. **Offener** Schritt. Spitzenabschlussbündchen oberhalb der Knie.

Farben:

Beige und Schwarz

Material:

Comprexxwear aus Nylon/Spandex

Größe:

XS - 3XL

BS03-HE in schwarz mit Haken und Ösenöffnung an der Seite erhältlich.
BS03-CC in schwarz mit geschlossenem Schritt ohne Spitzenbündchen (in den Gr. L - 3XL).



MESSANLEITUNG

Halten Sie das Maßband in der gewünschten Höhe direkt auf die Haut. Messen Sie ohne Zugspannung, sodass das Maßband direkt auf der Haut aufliegt.

Die Erwartung der Umfangsreduktion durch den geplanten Eingriff obliegt Ihrer Einschätzung.

Body ohne BH

ISAVELA BS05

BODY OHNE BH

Body mit abnehmbaren, verstellbaren Trägern.
Beidseitiger Reißverschluss bis Hüfte. **Offener**
Schritt. Spitzenabschlussbündchen unterhalb der
Knie.

Farben:

Beige und Schwarz


Material:

Comprexxwear aus Nylon/Spandex

Größe:

XS - 3XL

**Auch als BS05-HE in Schwarz mit Haken und
Ösenöffnung vorne erhältlich.**



ISAVELA BS07

BODY OHNE BH

Body mit abnehmbaren, verstellbaren Trägern.
Beidseitiger Reißverschluss bis Hüfte. **Offener**
Schritt. Volle Beinlänge. Spitzenabschlussbündchen
oberhalb der Sprunggelenke.

Farben:

Beige und Schwarz

Material:

Comprexxwear aus Nylon/Spandex

Größe:

XS - 3XL

BS07-HE in schwarz mit Haken und Ösenöffnung an der Seite .

**BS07-CC in schwarz mit geschlossenem Schritt ohne Spitzenbündchen (in
den Gr. L - 3XL).**



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Tailenumfang	58 - 64 cm	64 - 69 cm	69 - 75 cm	75 - 83 cm	83 - 97 cm	97 - 102 cm	102 - 112 cm
Hüftumfang	85 - 90 cm	90 - 95 cm	95 - 102 cm	102 - 109 cm	109 - 119 cm	119 - 132 cm	132 - 145 cm
Oberschenkelumfang	46 - 50 cm	50 - 53 cm	53 - 57 cm	57 - 61 cm	61 - 65 cm	65 - 69 cm	69 - 72 cm

(Wenn Sie mit den Maßen zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie im Zweifelsfall die größere.)

Body mit BH

ISAVELA BB01

BODY MIT BH

Body mit eingearbeitetem bügelfreien Kompressions-BH mit verstellbaren Trägern. Beinlos mit durchgehendem Reißverschluss links. **Geschlossener** Schritt mit Hakenverschluss.

Farben:

Beige und Schwarz

Material:

Comprexxwear aus Nylon/Spandex

Größe:

XS - 3XL



ISAVELA BB03

BODY MIT BH

Body mit eingearbeitetem bügelfreien Kompressions-BH mit verstellbaren Trägern. Reißverschluss beidseitig bis zur Hüfte. **Offener** Schritt. Spitzenbündchen am Beinabschluss oberhalb der Knie.

Farben:

Beige und Schwarz

Material:

Comprexxwear aus Nylon/Spandex

Größe:

XS - 3XL



MESSANLEITUNG

Halten Sie das Maßband in der gewünschten Höhe direkt auf die Haut. Messen Sie ohne Zugspannung, sodass das Maßband direkt ohne Falten auf der Haut aufliegt.

Die Erwartung der Umfangsveränderung durch den geplanten Eingriff obliegt Ihrer Einschätzung.

Body mit BH

ISAVELA BB05

BODY MIT BH

Body mit eingearbeitetem bügelfreien Kompressions-BH mit verstellbaren Trägern. Reißverschluss beidseitig bis zur Hüfte. **Offener** Schritt. Spitzenbündchen am Beinabschluss unterhalb der Knie.

Farben:

Beige und Schwarz

Material:

Comprexxwear aus Nylon/Spandex

Größe:

XS - 3XL



ISAVELA BB07

BODY MIT BH

Body mit eingearbeitetem bügelfreien Kompressions-BH mit verstellbaren Trägern. Reißverschluss beidseitig bis zur Hüfte. **Offener** Schritt. Volle Beinlänge mit Spitzenbündchen oberhalb der Sprunggelenke.

Farben:

Beige und Schwarz

Material:

Comprexxwear aus Nylon/Spandex

Größe:

XS - 3XL



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Taillenumfang	58 - 64 cm	64 - 69 cm	69 - 75 cm	75 - 83 cm	83 - 97 cm	97 - 102 cm	102 - 112 cm
Hüftumfang	85 - 90 cm	90 - 95 cm	95 - 102 cm	102 - 109 cm	109 - 119 cm	119 - 132 cm	132 - 145 cm
Oberschenkelumfang	46 - 50 cm	50 - 53 cm	53 - 57 cm	57 - 61 cm	61 - 65 cm	65 - 69 cm	69 - 72 cm
Unterbrustumfang	51 - 61 cm	61 - 71 cm	71 - 81 cm	81 - 91 cm	91 - 101 cm	101 - 112 cm	112 - 122 cm

(Wenn Sie mit den Maßen zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie im Zweifelsfall die größere.)

Gluteusaugmentation

ISAVELA BE09

KOMPRESSIONSHOSE

Kompressionshose zur Unterstützung nach Gluteusaugmentation. Hochelastische Gluteusausformung. 9 cm nicht aufrollendes, weiches Taillenbündchen. Durchgehender Reißverschluss vorne. **Offener** Schritt. Spitzenabschluss auf Mitte der Oberschenkel.

Farben:


Beige

Material:

Comprexxwear aus Nylon/Spandex mit zusätzlicher High-Compression-Latexeinlage.

Größe:

XS - 3XL



MESSANLEITUNG

Halten Sie das Maßband in der gewünschten Höhe direkt auf die Haut. Messen Sie ohne Zugspannung, sodass das Maßband direkt ohne Falten auf der Haut aufliegt.

Die Erwartung der Umfangsveränderung durch den geplanten Eingriff obliegt Ihrer Einschätzung.

Gluteusaugmentation

ISAVELA BE07

KOMPRESSIONSBODY

Kompressionsbody zur Unterstützung nach Gluteusaugmentation. Hochelastische Gluteusausformung. Abnehmbare Träger. Durchgehender Reißverschluss vorne. **Offener** Schritt. Spitzenabschluss auf Mitte der Oberschenkel.

Farben:

Beige

Material:

Comprexxwear aus Nylon/Spandex mit zusätzlicher High-Compression-Latexeinlage.

Größe:

XS - 3XL



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Taillenumfang	58 - 64 cm	64 - 69 cm	69 - 75 cm	75 - 83 cm	83 - 97 cm	97 - 102 cm	102 - 112 cm
Hüftumfang	85 - 90 cm	90 - 95 cm	95 - 102 cm	102 - 109 cm	109 - 119 cm	119 - 132 cm	132 - 145 cm
Oberschenkelumfang	46 - 50 cm	50 - 53 cm	53 - 57 cm	57 - 61 cm	61 - 65 cm	65 - 69 cm	69 - 72 cm

(Wenn Sie mit den Maßen zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie im Zweifelsfall die größere.)

Westen

ISAVELA MG03

WESTE

Lange ärmellose Weste mit justierbaren Schulterklettverschlüssen. Nicht aufrollendes, weiches Abschlussbündchen. Durchgehender Reißverschluss vorne mit Hakenhinterlegung.

Farben:

Beige und Schwarz


Material:

Comprexxwear aus Nylon/Spandex

Größe:

XS - 3XL

Auch als MG03-HE in Schwarz mit Haken und Ösenöffnung vorne erhältlich.



MESSANLEITUNG

Halten Sie das Maßband in der gewünschten Höhe direkt auf die Haut. Messen Sie ohne Zugspannung, sodass das Maßband direkt ohne Falten auf der Haut aufliegt.

Die Erwartung der Umfangsreduktion durch den geplanten Eingriff obliegt Ihrer Einschätzung.

Westen

ISAVELA MG03-SH

GYNÄKOMASTIE-WESTE

Kurze ärmellose Weste mit justierbaren Schulterklettverschlüssen. Nicht aufrollendes, weiches Abschlussbündchen. Durchgehender Reißverschluss vorne mit Hakenhinterlegung. Speziell für die Anforderungen nach Gynäkomastie entwickelt.

Farben:

Beige und Schwarz

Material:

Comprexxwear aus Nylon/Spandex

Größe:

XS - 3XL



ISAVELA MG06

GYNÄKOMASTIE-WESTE

Lange Weste mit halbem Arm, mit justierbaren Schulterklettverschlüssen. Nicht aufrollendes, weiches Abschlussbündchen. Durchgehender Reißverschluss vorne mit Hakenhinterlegung. Speziell für die Anforderungen nach Gynäkomastie entwickelt.

Farben:

Beige und Schwarz

Material:

Comprexxwear aus Nylon/Spandex

Größe:

XS - 3XL



Auch als MG06-HE in Schwarz mit Haken und Ösenöffnung vorne erhältlich.

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Brustumfang	76 - 86,5 cm	86,5 - 96,5 cm	96,5 - 106,5 cm	106,5 - 117 cm	117 - 127 cm	127 - 137 cm	137 - 147 cm
Taillenumfang	61 - 71 cm	71 - 81 cm	81 - 91,5 cm	91,5 - 101,5 cm	101,5 - 112 cm	112 - 122 cm	122 - 132 cm

(Wenn Sie mit den Maßen zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie im Zweifelsfalle die Größere.)

Kompressionshose

ISAVELA MG09

KOMPRESSIONSHOSE

Die Kompressionshose mit hohem Bund besitzt ein weiches, 9 cm breites, nicht aufrollendes Abschlussbündchen. Beinlänge bis zur Mitte der Oberschenkel. Durchgehender Reißverschluss vorne. **Offener** Schritt.

Farben:

Beige und Schwarz

Material:


Comprexxwear aus Nylon/Spandex

Größe:

XS - 3XL

Auch als MG09-HE in Schwarz mit Haken und Ösenöffnung vorne.

Als zusätzliche Variante als MG09-HE-BK in Schwarz bis unterhalb der Knie erhältlich.



MESSANLEITUNG

Halten Sie das Maßband in der gewünschten Höhe direkt auf die Haut. Messen Sie ohne Zugspannung, sodass das Maßband direkt ohne Falten auf der Haut aufliegt.

Die Erwartung der Umfangsreduktion durch den geplanten Eingriff obliegt Ihrer Einschätzung.

Body

ISAVELA MG02

BODY

Ärmelloser Herren-Body mit verstellbaren Schulterträgern. Kurze Beinlänge mit **offenem** Schritt und durchgehendem Reißverschluss vorne.

Farben:

Beige und Schwarz

Material:

Comprexxwear aus Nylon/Spandex

Größe:

XS - 3XL



ISAVELA MG07

BODY

Herren-Body mit kurzen Ärmeln. Kurze Beinlänge mit **offenem** Schritt und durchgehende m Reißverschluss vorne.

Farben:

Beige und Schwarz

Material:

Comprexxwear aus Nylon/Spandex

Größe:

XS - 3XL



	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Brustumfang	76 - 86,5 cm	86,5 - 96,5 cm	96,5 - 106,5 cm	106,5 - 117 cm	117 - 127 cm	127 - 137 cm	137 - 147 cm
Taillenumfang	61 - 71 cm	71 - 81 cm	81 - 91,5 cm	91,5 - 101,5 cm	101,5 - 112 cm	112 - 122 cm	122 - 132 cm

(Wenn Sie mit den Maßen zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie im Zweifelsfall die größere.)

Rumpf/Thorax

ISAVELA ST 01-3

BRUSTGURT

7,5 cm breiter Kompressionsgurt mit Klettverschluss in voller Länge. Universell einsetzbar. Weiches, hautfreundliches Material.

Farben:

Weiß

Material:

Polyamid, Viskose, Elasthan

Größe:

Einheitsgröße, Brustumfang 65 - 120 cm



ISAVELA ST 01-6

BRUSTGURT

15 cm breiter Kompressionsgurt mit Klettverschluss in voller Länge. Universell einsetzbar. Weiches, hautfreundliches Material.

Farben:

Weiß

Material:

Polyamid, Viskose, Elasthan

Größe:

Einheitsgröße, Brustumfang 65 - 120 cm



Rumpf/Thorax

ISAVELA ST 01-9

BRUSTGURT

22 cm breiter Kompressionsgurt mit Klettverschluss in voller Länge. Universell einsetzbar. Weiches, hautfreundliches Material.

Farben:

Weiß

Material:

Polyamid, Viskose, Elasthan

Größe:

Einheitsgröße, Brustumfang 65 - 120 cm



Rumpf/Thorax

ISAVELA AB02

BAUCHGURT

Dreiteilige Ausführung mit Klettverschluss.
22 cm hoch. Gewährleistet beste
Körperanformung bei variablen Umfängen.
Die Höhe ist bei den verschiedenen Größen
gleichbleibend.

Farbe:

Weiß

Material:

Polyamid, Viskose, Elasthan

Größe:

S - 2XL



ISAVELA AB04

BAUCHGURT

Zweiteilige Ausführung mit Klettverschluss.
30 cm Höhe. Gewährleistet eine
Körperanformung bei variablen Umfängen
oder mit gewünscht unterschiedlichem
Kompressionsdruck. Die Höhe ist bei den
verschiedenen Größen gleichbleibend.

Farbe:

Weiß

Material:

Polyamid, Viskose, Elasthan

Größe:

S - 2XL



	S/M	L/XL	2XL
Taillenumfang	59 - 115 cm	115 - 158 cm	158 - 198 cm

(Wenn Sie mit den Maßen zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie im Zweifelsfall die größere.)

Arme & Hände

ISAVELA SL01-SS

KOMPRESSIONSÄRMEL

Oberarm-Kompressionsärmel mit dreireihigem Hakenverschluss im Nacken.

Farben:

Beige und Schwarz

Material:

Comprexxwear aus Nylon/Spandex

Größe:

XS - 3XL



ISAVELA SL01-LS

KOMPRESSIONSÄRMEL

Langer Kompressionsärmel mit dreireihigem Hakenverschluss im Nacken.

Farben:

Beige und Schwarz

Material:

Comprexxwear aus Nylon/Spandex

Größe:

XS - 3XL



Jetzt auch als SL06-LS mit dreireihigem Hakenverschluss vorne und langem Arm



Armumfang

MESSANLEITUNG

Halten Sie das Maßband in der gewünschten Höhe direkt auf die Haut. Messen Sie ohne Zugspannung, sodass das Maßband direkt ohne Falten auf der Haut aufliegt. Die Erwartung der Umfangsreduktion durch den geplanten Eingriff obliegt Ihrer Einschätzung.

	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL
Armumfang	24 - 26 cm	26 - 28 cm	28 - 30,5 cm	30,5 - 33 cm	33 - 36 cm	36 - 39,5 cm	39,5 - 43 cm

(Wenn Sie mit den Maßen zwischen zwei Größen liegen, wählen Sie im Zweifelsfall die größere.)

Arme & Hände

JOBSKIN Jo-ISO-01

THERAPIEHANDSCHUHE

Isotoner Therapiehandschuhe. Weiches, hochelastisches Material, außenliegende Nähte zur Vermeidung von Druckstellen auf der Hand. Zur postoperativen Versorgung und Ödementstauung.

Farbe:

Dunkles Beige

Material:

20 % Spandex, 80 % Polyamid

Größe:

XS -



JOBSKIN Jo-ISO-05

THERAPIEHANDSCHUHE

Isotoner Therapiehandschuhe
Weiches, hochelastisches Material, außenliegende Nähte zur Vermeidung von Druckstellen auf der Hand. Offene Fingerspitzen. Zur postoperativen Versorgung und Ödementstauung.

Farbe:

Dunkles Beige

Material:

20 % Spandex, 80 % Polyamid

Größe:

XS - L



Handflächen-

MESSANLEITUNG

Halten Sie das Maßband in der gewünschten Höhe direkt auf die Haut. Messen Sie ohne Zugspannung, sodass das Maßband direkt ohne Falten auf der Haut aufliegt.

	XS	S	M	L
Handflächenumfang	14 - 16,5 cm	16,5 - 19 cm	19 - 21,5 cm	21,5 - 24 cm

Kopf

ISAVELA FA02

KINNMASKE

Kinn-/Halsbandage mit Verstärkung unter dem Kinn. Besonders nach Straffung/Absaugung unter dem Kinn- und Halsbereich geeignet. Mit Klettverschluss im Nacken.

Farben:

Beige

Material:

Comprexxwear aus Nylon/Spandex

Größe:

S - XL



MESSANLEITUNG

Halten Sie das Maßband in der gewünschten Höhe direkt auf die Haut. Messen Sie ohne Zugspannung, sodass das Maßband direkt ohne Falten auf der Haut aufliegt.

	S	M	L	XL
Nackenumfang	33 - 38 cm	38 - 43 cm	43 - 48 cm	48 - 53 cm

Kopf

JOBSKIN Jo-1090

KINNBANDAGE

Die weiche, elastische Kinnbandage bedeckt die Ohren. Sie eignet sich besonders nach Eingriffen am Ohr. Klettverschluss im Nacken.

Farben:

Beige

Material:

80 % Polyamid, 20 % Elasthan

Größe:

S - L



JOBSKIN Jo-1093

KOPFMASKE

Kopfmaske aus weichem, elastischem Material. Sanfte Kompression im gesamten Kopfbereich. Geeignet nach Facelift. Das Material kann geschnitten werden, ohne auszufransen. Zweigeteilter Klettverschluss im Nacken.

Farben:

Beige

Material:

80 % Polyamid, 20 % Elasthan

Größe:

S - L



Kopfumfang



MESSANLEITUNG

Halten Sie das Maßband in der gewünschten Höhe direkt auf die Haut. Messen Sie ohne Zugspannung, sodass das Maßband direkt ohne Falten auf der Haut aufliegt.

	S	M	L
Kopfumfang	45,7 - 53,3 cm	50,8 - 58,4 cm	55,9 - 63,5 cm

Unser Kundenservice

Immer für Sie da

Unser Kundenservice berät Sie bei allen Fragen zu unseren Produkten. Neben allgemeinen Informationen geben wir Ihnen gerne auch eine individuelle Produktberatung.

Sollten Sie Fragen zu Ihrem Auftragstatus haben oder aber eine Bestellung aufgeben wollen, freuen wir uns auf Ihren Anruf.

Bei Bestellungen vor 13 Uhr gehen diese am selben Tag in den Versand und sind innerhalb von 1-2 Werktagen bei Ihnen im Haus.

So erreichen Sie uns:

Von Montag bis Donnerstag von 8:00 - 17:00 Uhr und am Freitag von 8:00 - 16:30 Uhr unter:

Tel.: +49 (0) 5665. 40 75 80

Fax: +49 (0) 5665. 40 75 888

E-Mail: info@triconmed.com

Für weitere Informationen besuchen Sie gerne unsere Website www.triconmed.com.

An der Eiche 6
34327 Körle
Deutschland

Tel.: +49 (0)56 65. 40 75 80
Fax: +49 (0)56 65. 40 75 88 8
E-Mail: info@triconmed.com
04.2021



www.triconmed.com