



## 505 Bestellformular Hand

Alle Felder müssen ausgefüllt werden, damit Ihre Bestellung bearbeitet werden kann.

### Einzelheiten der Bestellung

Datum: \_\_\_\_\_ Liefertermin: \_\_\_\_\_  
 Bestellnr.: \_\_\_\_\_  
 Ansprechpartner: \_\_\_\_\_  
 Telefon-Nr.: \_\_\_\_\_  
 Email: \_\_\_\_\_  
 Verordner: \_\_\_\_\_  
 Lieferadresse: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_ Postleitzahl: \_\_\_\_\_

### Angaben zum Patienten

Patienten-Nr.: \_\_\_\_\_  
 Vorname: \_\_\_\_\_  
 Nachname: \_\_\_\_\_  
 Geburtsdatum: \_\_\_\_\_  
 Bitte angeben:  Männlich  Weiblich  
 Bitte angeben:  Neuer Patient  Bekannter Patient  
 Diagnose: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

### Stofffarbe

**Einfarbiges Powernet:**  Beige  Haut  Blossom  Rot  Raspberry  
 Classy Blue  Denim  Schwarz

**Bedrucktes Powernet:**  Einhorn  Cars  Pfötchen  Pink Camo  Green Camo  
 Blue Camo

### Reißverschlüsse

Einfarbig  Leopard  Camo  Galaxie  Rainbow  Tribe





### Motivbündchen

Keine  Daisies  Roses  Rainbow Mermaid  Pink Tribe  Rocket  
 B&W Football  Pink Football  Pink Hearts  Silver Aztec  Pink Aztec  Spots & Stripes

### Nahtfarbe

Einfarbig  Beige  Weiß  Haut  Rosa  Pink  
 Rot  Lila  Grün  Hellblau  Royal Blau  Denim  
 Marineblau  Schwarz

### Versorgungen - Bitte geben Sie die gewünschte Menge an Versorgungen in den Feldern unten an

<input type="checkbox"/> <b>0533</b> Armstrumpf (A-G) mit Handschuh <input type="checkbox"/> Links <input type="checkbox"/> Rechts 	<input type="checkbox"/> <b>0534</b> Handschuh bis Ellbogen (A-E) <input type="checkbox"/> Links <input type="checkbox"/> Rechts 	<input type="checkbox"/> <b>0535</b> Handschuh bis zum Handgelenk (A-C) <input type="checkbox"/> Links <input type="checkbox"/> Rechts 	<input type="checkbox"/> <b>0536</b> Schwimmhaut- Teiler <input type="checkbox"/> Links <input type="checkbox"/> Rechts 
--	--	--	---



Wenn Sie fertig sind, klicken Sie bitte auf: [info@triconmed.de](mailto:info@triconmed.de) um Ihr elektronisches Bestellformular per E-Mail zu versenden

Bitte laden Sie Ihre elektronischen Formulare direkt von unserer Website herunter - [www.triconmed.de](http://www.triconmed.de)

505 Bestellformular Hand

Bestellnr: \_\_\_\_\_ Patienten-Nr.: \_\_\_\_\_



Links Dorsal



505 Bestellformular Hand

Bestellnr: \_\_\_\_\_ Patienten-Nr.: \_\_\_\_\_

# Rechts Dorsal



505 Bestellformular Hand

Bestellnr.: \_\_\_\_\_ Patienten-Nr.: \_\_\_\_\_

Hinweis: Messen Sie nur die Ziffern, die im Handschuh enthalten sein müssen

Umfangsmaße		Offene Spitzen (bei Bedarf ankreuzen)	Links (cm)	Rechts (cm)
1	Kleiner Finger (DIP-Gelenk)	<input type="checkbox"/>		
2	Kleiner Finger (PIP-Gelenk)			
3	Ringfinger (DIP-Gelenk)	<input type="checkbox"/>		
4	Ringfinger (PIP-Gelenk)			
5	Mittelfinger (DIP-Gelenk)	<input type="checkbox"/>		
6	Mittelfinger (PIP-Gelenk)			
7	Zeigefinger (DIP-Gelenk)	<input type="checkbox"/>		
8	Zeigefinger (PIP-Gelenk)			
9	Daumenumfang (IP-Gelenk)	<input type="checkbox"/>		
10	Handflächenumfang			
11	Handgelenksumfang - Legen Sie das Maßband um das Handgelenk zwischen dem Processus Styloideus Ulnaris und dem Handballen			
		3.8cm oberhalb des Handgelenks		
		7.6cm oberhalb des Handgelenks		

Die Maße 12-20 sind linear und sollten auf dem Handrücken oder einer Handumrisszeichnung gemessen werden.

Messen Sie die Länge der Finger vom höchsten Punkt der Schwimnhaut bis zu den Fingerspitzen für geschlossene Spitzen oder zum gewünschten Versorgungsende für offene Spitzen. Alternativ können Sie die Länge auch von einer Handskizze übertragen.

Längenmaße		Links (cm)	Rechts (cm)
12	Kleiner Finger bis Schwimnhaut zwischen kleinem Finger und Ringfinger		
13	Ringfinger bis Schwimnhaut zwischen Ringfinger und Mittelfinger		
14	Mittelfinger bis Schwimnhaut zwischen Mittelfinger und Zeigefinger		
15	Zeigefinger bis Schwimnhaut zwischen Mittel- und Zeigefinger		
16	Daumenlänge		

Längenmaße: Handgelenk bis Schwimnhaut für die Maße 17-20

17	Handgelenk bis Schwimnhaut zwischen Kleinem- und Ringfinger		
18	Handgelenk bis Schwimnhaut zwischen Mittel- und Ringfinger		
19	Handgelenk bis Schwimnhaut zwischen Zeige- und Mittelfinger		
20	Handgelenk bis Daumenschwimnhaut		

Modifikationen (falls erforderlich ankreuzen)

Beschreibung des Artikels	Artikel-Nr.	Links	Rechts
Verstärkte Handfläche	0021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tasche (eingenäht für das Einstecken von Pads, um zusätzlichen Druck auf bestimmte Bereiche auszuüben)	0027	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Position bitte mit Silon-TEX II Platzierungspad markieren	
Kurzer Reißverschluss (<20cm)	1164	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Langer Reißverschluss (>20cm)	1165	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Drucknähte	1169	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Armmaße (PINKES-Papiermaßband)

Links (cm)	Rechts (cm)
	<b>Distale Falte</b>
<b>Handgelenk</b>	
	-4½
	-3
	-1½
	0
	+1½
	+3
	+4½
	+6
	+7½
	<b>Ellenbogen 9</b>
	+10½
	+12
	+13½
	+15
	+16½
	+18
<b>Achsel</b>	
	<b>Proximale Falte</b>

Reißverschluss-Position (bei Bedarf ankreuzen)	Links	Rechts
<input type="checkbox"/> Dorsal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Ulnar (standard)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Palmar (Handinnenfläche)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Bemerkungen