



508 Bestellformular Zehenstrümpfe

Alle Felder müssen ausgefüllt werden, damit Ihre Bestellung bearbeitet werden kann.

Einzelheiten der Bestellung

Datum: _____ Liefertermin: _____

Bestellnr.: _____

Ansprechpartner: _____

Telefon-Nr.: _____

Email: _____

Verordner: _____

Lieferadresse: _____

_____ Postleitzahl: _____

Angaben zum Patienten

Patienten-Nr.: _____

Vorname: _____

Nachname: _____

Geburtsdatum: _____

Bitte angeben: Männlich Weiblich

Bitte angeben: Neuer Patient Bekannter Patient

Diagnose: _____

Stofffarbe

Einfarbiges Powernet: Beige Haut Blossom Rot Raspberry

Classy Blue Denim

Schwarz

Bedrucktes Powernet: Einhorn Cars Pfötchen Pink Camo Green Camo

Blue Camo

Reißverschlüsse

Einfarbig Leopard Camo Galaxie Rainbow Tribe

Motivbündchen

Keine Daisies Roses Rainbow Mermaid Pink Tribe Rocket

B&W Football

Pink Football

Pink Hearts

Silver Aztec

Pink Aztec

Spots & Stripes

Nahtfarbe

Einfarbig Beige Weiß Haut Rosa Pink

Rot

Lila

Grün

Hellblau



Royal Blau

Denim

Marineblau

Schwarz

Versorgungen - Bitte geben Sie die gewünschte Menge an Versorgungen in den Feldern unten an




<input type="checkbox"/> 0538 Zehenstrumpf bis Knöchel <input type="checkbox"/> Links <input type="checkbox"/> Rechts 	<input type="checkbox"/> 0539 Zehenstrumpf bis Knie <input type="checkbox"/> Links <input type="checkbox"/> Rechts 
---	--

Wenn Sie fertig sind, klicken Sie bitte auf: info@triconmed.de um Ihr elektronisches Bestellformular per E-Mail zu versenden

Bitte laden Sie Ihre elektronischen Formulare direkt von unserer Website herunter - www.triconmed.de

508 Bestellformular Zehenstrumpf

BestellNr: _____ Patienten-Nr.: _____



508 Bestellformular Zehenstrumpf

Bestellnr.: _____ Patienten-Nr.: _____

Umfangmaße

Links (cm) Rechts (cm)

2	PIP-Gelenk der fünften Zehe		
4	PIP-Gelenk der vierten Zehe		
6	PIP-Gelenk der dritten Zehe		
8	PIP-Gelenk der zweiten Zehe		
9	PIP-Gelenk der Großzehe		

Die Maße 12-20 sind linear und sollten von einer Fußmrissszeichnung abgenommen werden, es sei denn, die Zehen sind zusammengezogen.

Längenmaße

Links (cm) Rechts (cm)

12	Fünfte (kleine) Zehe bis Schwimmhaut zwischen fünfter und vierter Zehe		
13	Vierte Zehe bis Schwimmhaut zwischen vierter und dritter Zehe		
14	Dritte Zehe bis Schwimmhaut zwischen dritter und zweiter Zehe		
15	Zweite Zehe bis Schwimmhaut zwischen dritter und zweiter Zehe		
16	Länge der großen Zehe		
17	Ferse bis Schwimmhaut zwischen fünfter und vierter Zehe		
18	Ferse bis Schwimmhaut zwischen vierter und dritter Zehe		
19	Ferse bis Schwimmhaut zwischen dritter und zweiter Zehe		
20	Ferse bis Schwimmhaut zwischen zweiter und großer Zehe		

Modifikationen (falls erforderlich ankreuzen)

Beschreibung des Artikels	Artikel Nr.	Links	Rechts
Kurzer Reißverschluss (<20cm)	1164	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Langer Reißverschluss (>20cm)	1165	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Drucknähte	1169	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verstärkte Ferse	1187	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tasche (eingenäht für das Einlegen von Pads, um zusätzlichen Druck auf bestimmte Bereiche auszuüben)	0027	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		Position bitte mit Silon-TEX II Platzierungspad markieren	

Designoptionen (bei Bedarf ankreuzen)

Links Rechts

Zehenstrumpf bis Knöchel			
<input type="checkbox"/> Offene Spitzen	0538	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Geschlossene Spitzen			
Zehenstrumpf bis Knie			
<input type="checkbox"/> Offene Spitzen	0539	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Geschlossene Spitzens			
Bitte beachten: Bei offenen Zehenspitzen nur die gewünschte Zehenlänge in Maß 12 bis 16 angeben			

Fußmaße (vom GRÜNEN Papiermaßband)

Links (cm)

Rechts (cm)

	Distale Falte	
Zehen		
	-7½	
	-6	
	-4½	
	3	
	-1½	
	Ferse 0	
	+1½	
	+3	
	+4½	
	+6	
	+7½	
	+9	
	+10½	
	+12	
	+13½	
	+15	
bis unter Knie		
	Proximale Falte	

Bemerkungen