

Interim

Premium

Active

Q10

**Jobskin - die Erfinder der
Narbenkompression &
Weltmarktführer**

Jobskin - die Erfinder der Narbenkompression

Jobskin ist ein Unternehmen, das sich durch die Herstellung medizinischer Produkte von herausragender Qualität seit mehr als 50 Jahren einen Namen gemacht hat.

Conrad Jobst, Erfinder der Kompressionsstoffe, litt an venöser Insuffizienz in seinen Oberschenkeln, und wanderte 1911 in die USA aus. Er erkannte, dass das hydrostatische Druckgefälle des Wasserdrucks in seinem Swimmingpool seine Schmerzen und die Schwellzustände in den Unterschenkel deutlich linderten. So entwickelte der Werkzeugmacher einen Webstuhl, der Stoffe herstellen konnte, die sowohl in Längs- als auch in Querrichtung elastisch waren.

1950 gründete er die Firma Jobst in Toledo, Ohio, die seine Kompressionsstrümpfe in großen Stückzahlen herstellen konnte. Während des Korea-Krieges von 1950 bis 1953 stellte man außerdem fest, dass Soldaten mit Verbrennungen, die einen Kompressionsstrumpf trugen, eine deutlich bessere Narbenheilung zeigten.

Nach dem Tod von Conrad Jobst führte seine Frau die Entwicklung von Jobskin entschlossen weiter. Sie konnte das gerade in Gründung befindliche Shriners Burns Institut in Galveston, Texas gewinnen, die Jobskin-Produkte wissenschaftlich und praktisch zu begleiten. Dr. Duane L. Larson und Dr. Sally Abston et al. veröffentlichten 1971 die Ergebnisse in einer Sonderpublikation zur Behandlung von Brandnarben und Hypertrophie*.

Heute ist Jobskin auf dem Gebiet der Rehabilitationstherapie Weltmarktführer für maßangefertigte Narbenkompression. Wir bieten qualitativ hochwertige Maßanfertigungen, Silikonprodukte und Konfektions-Kompressionsversorgungen, die den Bedürfnissen Ihrer Patienten entsprechen. Unser Ziel ist ein optimales Therapie-Management, das die Lebensqualität der Patienten in den Fokus stellt.

Unser langjähriger guter Ruf, unser Engagement für unsere Kunden und unsere Produktinnovationen sind bislang einzigartig auf dem Markt.

Wir greifen nach der besten Lösung



*Sonderpublikation: Verhinderung und Korrektur von Brandnarbenkontrakturen und Hypertrophie. Shriners Burn Institute University of Texas Medical Branch, Galveston Texas 1971.

JOBSKIN-NARBENKOMPRESSION

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | ALLGEMEINE INFORMATIONEN | 4 |
| 2 | MASSGEFERTIGTE KOMPRESSIONSVERSORGUNG ZUR NARBEN- UND ÖDEMBEHANDLUNG | 11 |
| | Jobskin-Versorgungsformen | 12 |
| | Das neue Jobskin-Sortiment | 14 |
| | Stoff- und Nahtfarben Jobskin Original | 16 |
| | Bündchen und Reißverschlüsse Jobskin Original | 17 |
| | Stoff- und Nahtfarben Jobskin Q10 und Jobskin Active | 18 |
| | Fertigungsdetails | 20 |
| | Trage- und Pflegehinweise | 21 |
| 3 | ARION-ANZIEHHILFEN | 22 |
| | Arion Easy-Slide: Anziehhilfe für Kompressionsversorgung mit offener Spitze | 23 |
| | Arion Magnide®: Anziehhilfe für Kompressionsversorgung mit geschlossener Spitze | 24 |
| | Anwendung der Arion Magnide® Anziehhilfen | 25 |
| 4 | VORGEFERTIGTES KOMPRESSIOSSORTIMENT ZUR NARBEN- UND ÖDEMBEHANDLUNG | 26 |
| | Interim-Care-Kompressionsversorgung | 27 |
| | Artikelnummern und Größen Interim-Care | 29 |
| | Design- und Farbauswahl Interim-Care | 30 |
| | Medisat-Fingerversorgung (Meterware) | 31 |
| 5 | SILIKON ZUR NARBENBEHANDLUNG | 32 |
| | SilonTEX Silikongebundenes Textilgewebe | 33 |
| | ScarFX und ScarFX Textil | 35 |
| | Oleeva Fabric | 36 |
| | Oleeva Foam | 36 |
| | ScarSil | 37 |

Duales Maßsystem und interaktive Bestellformulare

Um unseren Kunden das Maßnehmen möglichst einfach zu gestalten, bietet Jobskin ein duales Maßsystem mit einem üblichen Maßband oder aber mit den speziellen Einweg-Maßbändern von Jobskin.

Das patentierte Maßsystem dieser hygienischen Papiermaßbänder beruht auf definierten Abständen der Arm- und Beinumfangs und macht Längenangaben überflüssig. Die ermittelten Angaben werden zu einer Schnittform umgerechnet, um eine graduierte Kompression auf Basis der Kompressionsklasse 2 zu gewährleisten.

Dieses Maßsystem sorgt so für eine perfekte Anpassung des Produktes an die zu behandelnden Gliedmaßen und garantiert einen komfortablen und anatomisch korrekten Sitz.

Alle Jobskin-Bestellformulare sind als Download auf unserer Website www.triconmed.de oder persönlich über unseren Kundenservice erhältlich.



Jobskin Schulungsangebot

Eine exzellente Patientenversorgung gelingt nur mit gut ausgebildetem Fachpersonal. Wir unterstützen unsere Kunden mit individuellen Schulungsseminaren vor Ort und oder bei uns im Haus. Alle Schulungen und Lehrgänge werden von unserer Maßabteilung durchgeführt.

Für Anfragen zu Schulungen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice. Außerdem finden Sie die nächsten Termine für unsere Schulungen an unserem Standort in Körle auf unserer Website.

Wir freuen uns darauf, Sie hier vor Ort begrüßen zu dürfen.




Qualitätssicherung

Qualität bei Produktauswahl, Bestellung, Lieferung und Leistung

Hochqualifizierte Fachkräfte in den Bereichen Entwicklung, Herstellung und Kundenservice geben ihr Bestes, um Ihre Anforderungen und Wünsche zu erfüllen. Von dem Moment, an dem Sie Ihre Bestellung aufgeben, bis zum Erhalt Ihrer Produkte können Sie stets auf Genauigkeit und Zuverlässigkeit vertrauen. Wir arbeiten stets genau und zuverlässig – von dem Moment, an dem Sie Ihre Bestellung aufgeben, bis zum Erhalt Ihrer Produkte und darüber hinaus.

Alle Produkte von Jobskin sind als erstklassige Medizinprodukte CE-zertifiziert.

Alle Versorgungen von Jobskin unterliegen der Qualitätskontrolle gemäß internationalem Standard ISO 9001 und erfüllen alle gesetzlichen Voraussetzungen gemäß Anlage V11 der Richtlinie über Medizinprodukte 93/42/ECC.



Forschung und Entwicklung

Um die Versorgung von Patienten noch weiter zu verbessern, unterstützt Jobskin aktiv die Forschung. Ein Team von hochqualifizierten Therapiespezialisten steht den Kunden von Jobskin und Vertriebspartner TRICONmed mit individuellen Schulungen zur Seite. Zusätzliche Unterstützung erhalten Sie von unseren erfahrenen Produktspezialisten im Verkauf.

Bei uns sind Exzellenz, ausgezeichnete Produkte
und hervorragender Kundenservice an der
Tagesordnung.

Jobskin-Narbenkompression


Maßgefertigte Kompressionsversorgungen zur Behandlung von Verbrennungen und Narben

Was ist Jobskin?

Jobskin ist Kompressionsversorgung, die individuell nach Maß angefertigt wird. Sie besteht aus einzigartigem, eng anliegendem Powernet-Gewirk. Das Kurzzugmaterial ist in alle Richtungen elastisch. Durch die Körperbewegung ändert sich bei Kurzzugmaterial permanent der Kompressionsdruck von einem niedrigeren Ruhedruck hin zu einem hohen Arbeitsdruck.

Aktuelle Literatur geht davon aus, dass man durch geeignete Unterstützung mit Hilfe von Kurzzug-Kompressionsmaterial – wie dem von Jobskin – einen wechselnden Kompressionsdruck erzeugt, der die Narbendurchblutung anregen kann und sich darüber positiv auf die Narbenheilung auswirkt. [1, 2]

Jobskin erreicht als Kurzzugmaterial eine hohe Druckdifferenz zwischen niedrigerem Ruhedruck und hohem Arbeitsdruck. Die damit bewirkte wechselnde Hautspannung begünstigt eine aktive Narbenreifung: Die Kollagenfasern richten sich entlang der Hautspannungslinien des Körpers aus. Gleichzeitig wird durch das Kurzzugmaterial eine Überdehnung der Narbenhaut und damit auch die Bildung von narbenstimulierenden Kollagenbruchstücken vermieden. [1, 3, 4]



1: Jünger et al. Phlebologie. 1996; 2: Ward, J. Burn Care Rehab 1991; 3: Klopp et al. ETRS 1998 Kopenhagen, 4: Niessen et al 4 & 5: ETRS 1999 5: Mustoe et al 2002, Int. Clin. Recomm. Scar Management; Plast & Reconstruct. Surg. 6: Ziegler, UE, 2004, Int. klin. Empfehlung z. Narbenbeh.; Zentralbl. Chir, 129: 296-306

Vorteile von Jobskin

- graduierte (herzabwärts abnehmender) Kompressionsdruck vermeidet Stauungsödeme
- perfekte Passform
- leichter und atmungsaktiver Stoff
- schnell trocknend
- hohe Hautverträglichkeit
- keine Einschränkung der Feinmotorik durch den dünnen Stoff
- selbst abänderbar ohne auszufransen
- große Auswahl an Stofffarben, Nahtfarben und Bündchen, um Compliance zu erhöhen

Jobskin-Narbenkompression

Effektivität

Jobskin-Narbenkompression basiert auf Kompressionsklasse 2 mit einer graduierten (distal zu proximal abnehmenden) Kompression. Das Powernet-Gewirk ist dünn, atmungsaktiv sowie hautfreundlich und kann jederzeit nachträglich bearbeitet werden.

Kompressionsversorgung ist Therapiestandard bei großflächigen Hautverletzungen und postoperativen Narben im Bereich von Gelenken und besonders an Hand und Fuß.

Das Therapiespektrum umfasst:

- Vermeidung von Narbenhypertrophie, Narbenkontraktur und ungleichmäßiger Kollagenausrichtung
- Verringerung bzw. Verhinderung von Ödemen
- Verringerung von Juckreiz

Die Kompressionstherapie kann im Bereich sich abzeichnender Narbenverdickungen mit Silikon-Versorgung kombiniert werden. [5, 6] Bei Jobskin steht dafür das Einnähen von SilonTEX®, aber auch die Kombination mit Silikonpflaster (ScarFx) oder Silikongel (ScarSil) zur Verfügung.

Das kraftvolle, aber dünne Material von Jobskin schränkt die Beweglichkeit des Patienten selbst bei zarten Kinderhänden nicht ein. Jobskin ist daher hervorragend geeignet, um die Physiotherapie zu unterstützen.



Jobskin-Narbenkompression

Juckreiz

Vermeidung von Juckreiz ist druckabhängig. Eine gut sitzende Jobskin-Versorgung eliminiert den Juckreiz weitgehend. Eine Zunahme des Juckreizes unter der Behandlung weist möglicherweise auf einen zu geringen Kompressionsdruck hin.

Wirtschaftlichkeit

Jobskin besteht aus einzigartigem Powernet-Gewirk. Gewirk ist eine Webart, bei der die Fäden mit Vorspannung verarbeitet werden. Durch diese Vorspannung der Fäden kann Powernet geschnitten werden, ohne dass es zu Laufmaschen oder ausfransenden Rändern kommt. Jobskin kann somit jederzeit nachgearbeitet werden und eignet sich hervorragend für Versorgungen, bei denen in kurzer Zeit größere körperliche Umfangveränderungen zu erwarten sind – beispielsweise bei Lappenplastiken. Neuversorgungen können dadurch deutlich hinausgezögert werden.

Angenehmes Tragegefühl

Kompressionsbekleidung kann nur wirken, wenn sie getragen wird. Der Komfort der Kompressionsversorgung und die Bereitschaft des Patienten, die Kompressionsversorgung rund um die Uhr zu tragen, sind wichtige Voraussetzungen für deren Wirksamkeit. Nur so kann das postoperative Ergebnis erhalten und gesichert werden.

Jobskin ist dünn, atmungsaktiv und äußerst hautverträglich. Eine vielseitige Farbauswahl trägt zum Wohlbefinden des Patienten bei.

Jobskin-Kompressionsversorgung kann sogar beim Baden getragen werden. Das Material trocknet sehr schnell, Chlor- oder Salzwasserrückstände sollten anschließend gründlich ausgewaschen werden.

Service

Jobskin hat eine Regellieferzeit von fünf Werktagen. Durch ständige Schulungs- und Seminarangebote mit eigenen Fachreferenten stellen wir die Versorgungsqualität bei unseren Partnern sicher.

Kleinere Reparaturen und Anpassungen können vom erfahrenen Sanitätshaus vor Ort durchgeführt werden. Größere Anpassungen und Designveränderungen werden im Werk schnellstens und mit höchster Priorität bearbeitet.

Sonnenexposition & Lichtschutzfaktor

Der Lichtschutzfaktor von Textilien kann immer nur im ungedehnten, trockenen Zustand gewährleistet werden. Feuchtigkeit und die Dehnung der Maschen bei elastischem Material können den Lichtschutzfaktor erheblich reduzieren.

Wir empfehlen, über der Kompressionsversorgung Lichtschutzbekleidung zu tragen oder die Narbenhaut mit Sonnenschutzcreme zu versorgen und Baumwollbekleidung darüber zu tragen. Allerdings sollte direkte Sonnenexposition bis zur Narbenreife weitgehend vermieden werden.



Jobskin for Kids




Mit unseren Jobi-Bären möchten wir Kinder durch die herausfordernde Zeit der Narbentherapie begleiten und ihnen den Weg zur Akzeptanz der notwendigen Kompressionsversorgung erleichtern.

Besonders für die Kleinsten ist es oft schwer zu verstehen, warum sie nach einer Verbrennung oder einer anderen Verletzung immer wieder Kompressionsversorgung tragen müssen. Um diese Phase so angenehm wie möglich zu gestalten, haben wir ein durchdachtes Konzept entwickelt, das die Therapie nicht nur unterstützt, sondern auch motiviert. Unsere breite Auswahl an farbenfrohen und bedruckten Stoffen sowie verschiedenen Nahtfarben und bunten Reißverschlüssen ermöglicht es den Kindern, sich mit der Kompressionsversorgung zu identifizieren. Denn je mehr Freude das Tragen der Versorgungsprodukte bereitet, desto leichter fällt es, diese zu akzeptieren und täglich zu tragen.

Darüber hinaus bieten wir allen Kindern eine liebevoll gestaltete Kindermappe, die neben praktischen Informationen auch kleine Überraschungen enthält. Ein besonderes Highlight ist die Wochenkarte: Mit bunten Stickern können die Kinder ihre Fortschritte visualisieren und die Tragewochen spielerisch dokumentieren. Sobald die Karte vollständig ausgefüllt ist, erwartet sie eine tolle Belohnung – eine zusätzliche Motivation, die Therapie konsequent durchzuführen und positiv zu erleben.

Die Jobi-Bären schenken Kindern Freude und Hoffnung in einer schwierigen Zeit.



2. MASSGEFERTIGTE KOMPRESSIONSVERSORGUNG ZUR NARBEN- UND ÖDEMBEHANDLUNG

Verbrennungs- und Narbenmanagement mit
Jobskin-Kompressionsversorgung

Jobskin-Versorgungsformen

Das neue Jobskin-Sortiment

Stoff- und Nahtfarben Jobskin® Original

Bündchen und Reißverschlüsse Jobskin® Original

Stoff- und Nahtfarben Jobskin® Q10 und Jobskin® Active

Fertigungsdetails

Trage- und Pflegehinweise



Jobskin-Versorgungsformen

Jobskin Kopf



PO 0540
Gesichtsmaske



PO 1158
Offene
Gesichtsmaske



PO 0549
Modifizierte
Kinnbandage




PO 0545
PO 0545 NZ
Halsrolle mit/
ohne RV
 („Paulinchenrolle“)



PO 0017
Modifizierte
Kinnbandage

Jobskin Rumpf



PO 0525
Weste, ärmellos



PO 0527
Shirt mit kurzem
oder langem Ärmeln



PO 0530
Body ohne Ärmel



PO 0531
Body mit kurzem
oder langem Ärmel



PO 0503
Armstrumpf (C-H)
mit kurzem oder
langem Ärmel



PO 0558
Anzug mit kurzen
Beinen, ärmellos



PO 0560
Anzug mit kurzen
Beinen, langen
Ärmeln



PO 0561
Anzug mit kurzen
Beinen, kurzen
Ärmeln

Jobskin Arm



PO 0501
Armstrumpf (C-G)



PO 1140
Armstrumpf

Jobskin Hand



PO 0536
Armstrumpf
mit fingerlosem
Handschuh (A-G)



PO 0505
fingerloser
Handschuh



PO 0535
Handschuh



PO 0534
Armstrumpf (A-G)
mit Handschuh



PO 0025
einzelner
Finger mit
Handeinfassung



PO 0036
Schwimmhautteiler

Jobskin-Versorgungsformen

Jobskin untere Extremitäten



PO 1119
Hose bis zum
Knie



PO 1111
Hose bis zum
Knöchel (D-M)



PO 0201
Schenkelstrumpf
(A-G) mit oder
ohne Fußteil



PO 1103
Schenkelstrumpf
(A-G) mit Leibteil
mit oder ohne
Fußteil



PO 1101
Strumpfhose
(A-M) mit Fußteil



PO 1134
Hose mit
Strumpfvorsorgung
(A-M / A-F)

PO 0015
Knieband



PO 0105
Knöchelsocke
(AB1)



PO 0101
Wadenstrumpf (A-D)



PO 0538
Zehenstrumpf bis
zum Sprunggelenk
(AB1)



PO 0539
Zehenstrumpf bis
zur Wade (A-D)

PO 0020
Knöchelsocke
mit modifizierter
Nahtführung

PO 0021
Wadenstrumpf
mit modifizierter
Nahtführung

PO 0024
Wadenstrumpf
mit doppelter
Nahtführung

PO 0022
Zehenstrumpf bis
zum Sprunggelenk
(AB1) mit
modifizierter
Nahtführung

PO 0023
Zehenstrumpf bis
zur Wade (A-D)
mit modifizierter
Nahtführung

Das neue Jobskin Sortiment

Neue
Designs

Neue
Stoffe

Jobskin Original 27 % Elasthan, 180g/m²

Hochleistungsfähiges Original-Powernet

Erstklassige Qualität im Bereich maßgeschneiderte Versorgungen zur Behandlung von Verbrennungen und Narben seit über 50 Jahren.

- große Auswahl an Abschlussbündchen, Reißverschlüssen und Nahtfarben
- erhältlich in 10 Farbtönen und 7 bedruckten Stoffen

Unsere Empfehlung: bei großflächigen Hautverletzungen und bei Kindern

Jobskin Active 42 % Elasthan, 270g/m²

Ultrafein gearbeiteter Funktionsstoff mit hervorragenden Stretcheigenschaften

- innovativ
- im „sportlichen“ Look
- robust und blickdicht
- erleichtertes Anziehen
- klarer Schnitt – super soft und seidig
- in 2 Unifarben erhältlich
- abgestimmte Verarbeitung und Nahtfarbe in Schwarz

Unsere Empfehlung: für Teenager und junge Erwachsene



Jobskin Q10

44 % Elasthan, 225g/m²


Hochleistungsfähiges Powernet

Micro-Kapseln gefüllt mit Q10 sind in das Polyamid-Garn eingearbeitet. Das Q10 wird daraus bei Kontakt mit der Haut kontinuierlich freigesetzt.

- Bekannt als Ubichinon ist Q10 ein natürlicher Bestandteil der Haut, mit antioxidativer Wirkung.
- Coenzym Q10 kann die Elastizität und die Feuchtigkeitsversorgung der Haut während des Tragens der Kompressionsversorgung verbessern.
- für schnelle Rehabilitation
- erhältlich in 5 Hauttönen (Fitzpatrick-Typ II - VI) und 2 bedruckten Kindermotiven

Unsere Empfehlung: bei trockener, spröder Haut und Juckreiz

Die Fitzpatrick-Skala



Duales
Mess-
system

Drei
unterschiedliche
Serien

Neue,
verbesserte
Passform




Stoff- und Nahtfarben Jobskin® Original


Verfügbare Personalisierungen

Mit der großen Auswahl an Stoffen und Nahtfarben erfüllt Jobskin® Original Kompressionsversorgung den Wunsch nach einem individuellen Look. Für nähere Informationen kontaktieren Sie bitte den Kundenservice.


Farbauswahl Jobskin® Original



Farbauswahl Nähte



Zusammensetzung des Stoffes



Bündchen & Reißverschlüsse Jobskin® Original

Auswahl Bündchen



DAISIES



ROSES



RAINBOW
MERMAID



SILVER AZTEC



PINK TRIBE



ROCKET



BLACK & WHITE
FOOTBALL



PINK AZTEC



PINK FOOTBALL



PINK HEARTS



SPOTS & STRIPES

Auswahl Reißverschlüsse



LEOPARD



CAMOUFLAGE



GALAXY




RAINBOW




TRIBE

Stoff- und Nahtfarben Jobskin® Q10


Farbauswahl Jobskin® Q10




Typ II




Typ III



Typ IV



TYP V



Typ VI




Fairy



Dino

Zusammensetzung des Stoffes



Farbauswahl Nähte

Die Nahtfarben sind je nach Stoffauswahl vordefiniert.

Stoff- und Nahtfarben Jobskin® Active

Farbauswahl Jobskin® Active




Petrol



Schwarz

Zusammensetzung des Stoffes





Nahtfarbe

Die Nahtfarbe ist bei beiden Stoffvarianten schwarz.



Fertigungsdetails



Trage- und Pflegehinweise

Die Kompressionsversorgung sollte regelmäßig überprüft und angepasst werden. Treten stärkere Abdrücke beim Tragen auf als am Anfang, sollte die Passform kontrolliert und ggf. neu ausgemessen werden. Die Versorgung muss 24 Stunden am Tag getragen werden, daher ist eine Wechselversorgung zwingend notwendig.

Die Bandage sollte täglich gewaschen werden. Diese regelmäßige Pflege erhält die Elastizität und verlängert die Haltbarkeit der Bandage. Die Versorgung sollte mit einem enzymfreien Feinwaschmittel oder Wollwaschmitteln und zusammen mit ähnlichen Farben gewaschen werden. Auf Weichspüler sollte unbedingt verzichtet werden.



Handwäsche



Nicht auswringen



Maschinenwäsche bei 30° Grad



Liegend trocknen



Nicht bleichen



Hängend trocknen



Nicht bügeln



Nicht in den Wäschetrockner

3. ARION-ANZIEHHILFEN

Arion Easy-Slide®: Anziehhilfe für Kompressionsversorgungen mit offener Spitze

Arion Magnide®: Anziehhilfe für Kompressionsversorgungen mit geschlossener Spitze

Anwendung der Arion Magnide® Anziehhilfen



Produktbeschreibung

Die Arion-Anziehhilfen wurden speziell entwickelt, um das Anziehen therapeutischer Strümpfe, Strumpfhosen und Armstrümpfen zu erleichtern.

Die Arion-Anziehhilfen sind aus sehr glattem Material, das mit einer Spezialbeschichtung versehen ist, gefertigt. Der somit auf ein Minimum reduzierte Reibungswiderstand entlastet Pfleger wie Patienten und hat außerdem den positiven Effekt, dass Patienten ihre Therapievorschriften besser einhalten. Gut verständliche Gebrauchsanweisungen sorgen dafür, dass sie ohne fremde Hilfe ihre therapeutischen elastischen Strümpfe, Strumpfhosen und Armstrümpfe anziehen können.

Auch Kinder können in eine Situation kommen, die das Tragen von Kompressionsversorgung unabwendbar macht. Sowohl für sie als auch für die Eltern ist das Anziehen von Arm- und Bein-Kompressionsstrümpfen eine mühselige und belastende Angelegenheit, wenn Kinder die Kompressionsversorgung nicht selbst anziehen können. Dank der Arion-Anziehhilfen „Kids“ können Kompressionsstrümpfe für sowohl Arm als auch Bein einfach und leicht angezogen werden.

Details

- einfach in der Anwendung
- sicher in der Handhabung
- sehr glattes Material mit Spezialbeschichtung
- geringer Reibungswiderstand
- Verminderung der körperlichen Belastung für Pfleger und Patienten
- größere Selbstständigkeit und Therapietreue bei Patienten
- elastische Strümpfe behalten länger ihren therapeutischen Druck
- Zeit- und Kostenersparnis
- leicht zu tragen
- Handwäsche mit Feinwaschmittel bei 30 °C

Indikationen

Vor allem für Menschen mit eingeschränkter Mobilität und Muskelschwäche kann das Anlegen von Kompressionsversorgung schwierig sein. Die Anziehhilfe leistet hierbei Unterstützung und führt zu mehr Unabhängigkeit.

Arion Easy-Slide Anziehhilfen

Arion Easy-Slide®: Anziehhilfe für Kompressionsversorgung mit offener Spitze



Bestellinformationen

Arion Easy-Slide Kids

Hilfsmittelnummer: 02.40.01.3048

| Artikelnummer | Größe | Alter | Länge |
|---------------|-------|-------------|---------|
| E01700 | XS | 0 - 3 Jahre | 29,5 cm |



Bestellinformationen

Arion Easy-Slide Arm

Hilfsmittelnummer: 02.40.01.3005

| Artikelnummer | Größe | Länge |
|---------------|-------|---------|
| E01505 | M | 55,5 cm |
| E01506 | L | 62,5 cm |



Bestellinformationen

Arion Easy-Slide Bein

Hilfsmittelnummer: 02.40.01.3005

| Artikelnummer | Größe | Schuhgröße |
|---------------|-------|------------|
| E01500 | XS | ≤ 33 |
| E01501 | S | 34 - 36 |
| E01502 | M | 37 - 38,5 |
| E01503 | L | 39 - 41 |



Arion Magnide® Anziehhilfen


Arion Magnide®: Anziehhilfe für Kompressionsversorgung mit geschlossener Spitze



Produktbeschreibung

Der Arion Magnide® wurde speziell entwickelt, damit die Probleme beim Anziehen therapeutischer elastischer Strümpfe oder Strumpfhosen mit geschlossener Fußspitze endgültig der Vergangenheit angehören.

Müheloses Öffnen der Arion Magnide® durch vorhandene Magnetverschlüsse.



Bestellinformationen Arion Magnide® Kids

Hilfsmittelnummer: 02.40.01.3027

| Artikelnummer | Größe | Schuhgröße | Länge |
|---------------|-------|------------|---------|
| E01712 | S | ≤ 36 | 29,5 cm |



Bestellinformationen Arion Magnide® Adult

Hilfsmittelnummer: 02.40.01.3027

| Artikelnummer | Größe | Schuhgröße |
|---------------|-------|------------|
| E01513 | M | ≤ 38 |
| E01514 | L | 39 - 43 |
| E01515 | XL | ≥ 44 |

Die Größe XL ist auch für breite Füße geeignet mit einem Umfang bis ca. 28 cm


Anwendung der Arion Magnide® Anziehhilfen




Den Arion Magnide® über den Fuß ziehen. Achten Sie darauf, dass die orangene Lasche bei den Zehen gut zurückgeklappt ist, so dass der Magnet an der Unterseite schließt.




Den Strumpf über den Arion Magnide® ziehen. Tipp: Rollen Sie den Strumpf nicht auf, denn dies erschwert das Anziehen extra!



Den Strumpf so über den Arion Magnide® ziehen, bis sich die Ferse des Strumpfes an der richtigen Stelle befindet.



Vergewissern Sie sich, dass sich die hellgrüne Schlaufe oberhalb des Strumpfes befindet und hier festgehalten werden kann.



Bewegen Sie die Zehen leicht nach oben und unten. Ziehen nach und nach an der hellgrünen Schlaufe, um den Arion Magnide® aus dem Strumpf zu entfernen.

4. VORGEFERTIGTES KOMPRESSIONSSORTIMENT ZUR NARBEN- UND ÖDEMBEHANDLUNG

Interim-Care-Kompressionsversorgung

Artikelnummern und Größen Interim-Care

Design- und Farbauswahl Interim Care

Medisat-Fingerversorgung (Meterware)



Interim-Care-Kompressionsversorgung

Lagergeführte Konfektionsware

Produktbeschreibung

Interim-Care-Kompressionsversorgung ist ein dünnes Langzugmaterial in Kompressionsklasse 1,5.

Die lagergeführte Ware steht bei klinischer Anforderung unmittelbar zur Verfügung. Die noch empfindliche postoperative Haut wird durch die Bekleidung geschützt, Juckreiz und Ödeme werden reduziert. Die Hauptvorteile sind:

- lagergeführte Konfektionsbekleidung
- leichte Anpassung
- weich und geschmeidig
- leichtes Lycra
- reduzierter Kompressionsdruck
- leichtes Anlegen und Ablegen

Details

- leichtes Maßnehmen
- exzellente Qualität
- umgehend versandfertig
- zur vorübergehenden Anwendung empfohlen

Indikationen








Die Interim-Care-Versorgung kann in der Zeit von soeben erfolgter Wundheilung bis zur Stabilisierung des Narbengewebes eingesetzt werden. Im Anschluss an die Interim-Care-Versorgung wird eine maßgefertigte Kompressionsversorgung mit vollem Kompressionsdruck empfohlen.





Jobskin-Interim-Care in
Bestellfarbe Schwarz


Artikelnummern und Größen Interim-Care

| | | | | |
|---|---|---------------|---------------|------------------|
| 1 |  | Weste | Artikelnummer | Brustumfang (cm) |
| | | | 111059 (L) | 43 - 51 |
| | | | 111060 (L) | 48 - 56 |
| | | | 111061 (L) | 53 - 64 |
| | | | 111062 (L) | 61 - 71 |
| | | | 111063 (L) | 68 - 81 |
| | | | 111064 (L) | 79 - 91 |
| | | | 111065 (L) | 86 - 104 |
| 2 |  | Hose | Artikelnummer | Hüftumfang (cm) |
| | | | 111067 | 48 - 56 |
| | | | 111068 | 53 - 61 |
| | | | 111069 | 58 - 69 |
| | | | 111070 | 66 - 79 |
| | | | 111071 | 74 - 89 |
| | | | 111072 | 84 - 99 |
| | | | 111073 | 96 - 109 |
| 3 |  | Kniestrumpf | Artikelnummer | Knöchel (cm) |
| | | | 111075 | 12,7 - 16,5 |
| | | | 111076 | 14,0 - 17,8 |
| | | | 111077 | 16,5 - 20,3 |
| | | | 111078 | 17,8 - 22,9 |
| | | | 111079 | 20,3 - 25,4 |
| 4 |  | Ärmel | Artikelnummer | Unterarm (cm) |
| | | | 111080 | 12,7 - 16,5 |
| | | | 111081 | 15,2 - 19,0 |
| | | | 111082 | 17,8 - 22,9 |
| | | | 111083 | 21,6 - 26,7 |
| | | | 111084 | 25,4 - 31,8 |
| 5 |  | Handschuh | Artikelnummer | Handfläche (cm) |
| | | | 111085 | 11,7 - 13,3 |
| | | | 111086 | 13,3 - 14,9 |
| | | | 111087 | 14,9 - 17,1 |
| | | | 111088 | 17,1 - 20,3 |
| | | | 111089 | 20,3 - 25,1 |
| | | | 111097 | 24,75 - 28,5 |
| | | | 111098 | 26,0 - 30,5 |
| 6 |  | Gesichtsmaske | Artikelnummer | Kopf (cm) |
| | | | 111090 | 45,7 - 53,3 |
| | | | 111091 | 50,8 - 58,4 |
| | | | 111092 | 55,9 - 63,5 |
| 7 |  | Kinnbandage | Artikelnummer | Kopf (cm) |
| | | | 111093 | 45,7 - 53,3 |
| | | | 111094 | 50,8 - 58,4 |
| | | | 111095 | 55,9 - 63,5 |

(L) mit langen Ärmeln
(Bestellware)


Designauswahl Interim-Care

Konfektions-Kompressionsversorgung




Farbauswahl Interim-Care

Lagerware



Beige

Bestellware




Haut



Schwarz

Zusammensetzung des Gewebes



Medisat-Fingerversorgung

Eine postoperative Konfektions-Kompressionsversorgung (Meterware)

Produktbeschreibung

Die postoperative Kompressions-Fingerversorgung wird in fünf verschiedenen Durchmessern in Hautfarbe angeboten. Die Kombination aus Powernet und hochelastischen Anteilen gewährleistet eine optimale Passform. Das Material wird in doppelter Länge des zu versorgenden Fingers von der Rolle abgeschnitten und in doppelter Lage (wie dargestellt) über den Finger gestülpt. Die Nähe sind selbstsichernd.


Details

- weiches Stretchgewebe für optimale Anpassung und maximalen Komfort
- trägt zur Kontrolle von hypertropher Narbenbildung und Ödemen bei
- bietet gleichmäßigen Druck von der Spitze bis zum Ansatz des Fingers
- die eingesetzten Spezialnähte sind selbstsichernd und innen flach
- kann auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden und franst nicht aus

Indikationen

- zur Verringerung von Ödemen des Fingers
- zur Kontrolle und Verringerung hypertropher Narbenbildung

| Artikelnummer | Größe | Umfang über mittlerem Fingergelenk (PIP) in cm |
|---------------|-------|--|
| MI-802 | S | 3,5 - 5,4 |
| MI-803 | M | 4,8 - 6,7 |
| MI-804 | L | 6,0 - 7,3 |
| MI-805 | XL | 7,0 - 7,6 |
| MI-806 | XXL | ab 7,6 |



5. SILIKON ZUR NARBENBEHANDLUNG

SilonTEX Silikongebundenes Textilgewebe

ScarFX und ScarFX Textil Silikonpflaster

Oleeva Fabric Silikonpflaster

Oleeva Foam Silikonpflaster

ScarSil Silikongel



SilonTEX® Silikongebundenes Textilgewebe

Innovative Technologie für effektive Narbenbehandlung

Produktbeschreibung


SilonTEX® von Jobskin ist ein silikongebundenes Textilgewebe mit einer einseitigen, haltbaren Silikonschicht, das auf die gewünschte Form und Größe zugeschnitten werden kann. Es kann direkt in definierte Bereiche der maßgefertigten Versorgung von Jobskin eingenäht werden. Dieses Produkt kombiniert Silikongel-Therapie und Drucktherapie in einem Schritt.



Silon®
Silikon-Elastomerstoff

Silikon-Textiltechnologie

Die silikongebundenen Textilien von Jobskin mit SilonTEX® bieten weiche und komfortable Textilstoffe aus Silikon mit einmaliger Widerstandskraft und Haltbarkeit dank der Entwicklung des interpenetrierenden Polymernetzwerks (IPN). Diese patentierte Kombination verfügt über einen Verstärkungsmechanismus innerhalb einer äußerst dünnen und weichen halbdurchlässigen Membran. Dies ermöglicht zahlreiche Anwendungen in spezifischen Körperregionen, in welchen eine Kombinationstherapie von Kompressionsdruck und Silikon indiziert ist.



Bestellinformation

| Artikelnummer | Größe |
|---------------|---|
| 11 11 91 | SilonTEX® eingenäht bis 100 cm ² |
| 11 11 92 | SilonTEX® eingenäht ab 101 cm ² |
| 11 11 93 | SilonTEX® 39 x 90 cm |

Details

- Widerstandskraft
- Haltbarkeit
- Komfort für den Patienten
- Therapietreue
- atmungsaktiv
- halbdurchlässige Membran
- bequeme Anwendung – keine weitere Versorgung notwendig
- vielfältig – hochgradige anatomische Passform
- verschiedene Anwendungs- und Anpassungsmöglichkeiten

Indikationen

Hypertrophe und Keloidnarben sowie allgemeine Narbenprobleme infolge von Operationen, Verbrennungen, Traumata und postoperativen Narbenkomplikationen und diesbezüglich problematischen Narben.

Kompressionsbekleidung mit Silon-TEX® von Jobskin

SilonTEX-Kompressionsversorgung ist besonders gut geeignet für die Behandlung von Narben an Gelenken und hochmobilen Körperregionen. Durch spezifische Anpassung wird das SilonTEX® in Position gehalten. Daraus ergibt sich für den Patienten eine wirtschaftliche und wirksame Behandlungsweise.



SilonTEX®

Silikongebundenes Textilmaterial zum Einnähen in Kompressionsversorgung

Die Vorteile

Mit Jobskin-SilonTEX® ist es möglich, die beiden Behandlungsoptionen Kompressionsversorgung und Silikongel erfolgreich in einer Kombinationstherapie zu verbinden. SilonTEX® besteht aus einer äußerst dünnen, weichen Silikonschicht, die außerordentlich haltbar ist und daher perfekt in die Versorgung eingearbeitet werden kann. Das silikongebundene Textilmaterial ist ebenso dauerhaft wie die Kompressionsversorgung und muss nicht vorzeitig erneuert werden.

SilonTEX® kann auf verschlossenen, verheilten Wunden angewendet werden.



SilonTEX®

Die Silikoneinlagen können zur Abdeckung kleiner bis mittelgroßer Narbenbereiche individuell in jede maßgefertigte Versorgung eingefügt werden. Sie sind dabei besonders nützlich für ungünstig liegende Narbenbereiche wie zum Beispiel an Handinnenflächen und Füßen, im Gesicht und am Sternum.

| Produkt-eigenschaften | SilonTEX® |
|------------------------------|---|
| Haltbarkeit | 3 - 6 Monate |
| Anbringung | direktes Einnähen in die Versorgung; verrutscht nicht |
| Waschbar | Hand- oder Maschinenwäsche, keine weitere Behandlung erforderlich |
| Passform | passt sich leicht in jeder Körperregion an |
| Unauffälligkeit | ca. 0,5 mm Dicke |
| Besondere Anwendung | Mit SilonTEX können Pelottentaschen genäht werden. |
| Kombinierbar mit Kompression | ja |
| Elastisch und flexibel | ja |
| Handhabung | einfaches All-in-one-Design für höhere Therapietreue |



Mit SilonTEX überzogenes Schaumstoffpolster

Futter mit Pelotten-Taschen und Polsterungen

Silikoneinlagen können auch direkt in die Innenseite einer Versorgung in Form einer Pelottentasche eingenäht werden. Eine Seite ist offen oder die Tasche besitzt Hohlräume, um bei entsprechenden Indikationen ein Schaumstoffpolster für zusätzliche Kompression in bestimmten Körperregionen einzuführen. Ein hochdichtes mit SilonTEX überzogenes Schaumstoffpolster, das in die Versorgung eingeführt wird, stellt eine weitere Möglichkeit dar.

ScarFX und ScarFX Textil

Transparente Silikonpflaster und ein textilbeschichtetes Silikonpflaster

ScarFX

ScarFX steht therapiegerecht in elf Größen zur Verfügung. Acht rechteckige Varianten werden durch drei Spezialformen für die Narbenbehandlung im Bereich der Brust ergänzt. Die einzigartige Vielfalt der angebotenen Formen gewährleistet eine passgenaue Versorgung.

Handelsformen

| Artikelnummer | Größe | PZN |
|---------------|-------------------|------------|
| S11503 | 3,75 cm x 7,5 cm | 029 548 38 |
| S11505 | 3,75 cm x 12,5 cm | 029 548 44 |
| S11509 | 3,75 cm x 22,5 cm | 029 548 50 |
| S10112 | 2,5 cm x 30 cm | 029 549 62 |
| S10122 | 2,5 cm x 55 cm | 029 550 45 |
| S10305 | 7,5 cm x 12,5 cm | 029 548 67 |
| S10408 | 10 cm x 20 cm | 029 549 04 |
| S11012 | 25 cm x 30 cm | 029 549 10 |



ScarFX Textil

Neben den transparenten Pflastern ist ScarFX auch als Textil-Variante erhältlich. Das textilbeschichtete Silikonpflaster wird auf Rolle geliefert und ist zuschneidbar. Es eignet sich besonders zur Anwendung unter Kompressionsversorgungen.

Handelsformen

| Artikelnummer | Größe | PZN |
|---------------|----------------------|----------|
| S10648 | 1 Rolle, 15 x 120 cm | 15631717 |



Oleeva Fabric

Textilbeschichtetes Silikonpflaster

Oleeva Fabric

Oleeva Fabric ist ein weiches, flexibles und textilbeschichtetes Silikon-Narbenpflaster aus medizinischem Silikon. Das verwendete Silikon hat den höchsten verfügbaren Reinheitsgrad und wird unter Reinraumbedingungen hergestellt. Studien belegen eine Wirksamkeit in über 90 Prozent der Fälle, auch bei Narben, die bis zu 20 Jahre alt sind. Oleeva Fabric hilft, bestehende Narben zu reduzieren und kann bei der Heilung frischer Narben von Operationen oder als Folge von Verletzungen helfen. Die Silon-Technologie bietet bemerkenswerte Dehnungs- und Anpassungseigenschaften.

Oleeva Fabric ist selbsthaftend für maximalen Tragekomfort und Vielseitigkeit.

Handelsformen

| Artikelnummer | Größe | PZN |
|---------------|------------|------------|
| BM-3708 | 4 x 13 cm | 115 779 03 |
| BM-3725 | 13 x 13 cm | 116 162 24 |
| BM-3750 | 13 x 25 cm | 116 162 30 |
| BM-3796 | 20 x 30 cm | 116 162 47 |



Oleeva Foam

Schaumstoffbeschichtetes Silikonpflaster

Oleeva Foam

Oleeva Foam ist ein weiches, flexibles und mit Schaum beschichtetes Narbenpflaster aus medizinischem Silikon. Das verwendete Silikon hat den höchsten verfügbaren Reinheitsgrad. Der Schaum verteilt Kompressionsdruck gleichmäßig auf der Narbe. Die Silon-Technologie bietet sehr gute Anpassung an schwer zu behandelnden Flächen. Oleeva Foam ist selbsthaftend. Es hilft der Entwicklung hypertropher Narben vorzubeugen. Bestehende Narben werden bei positivem Therapieverlauf geschmeidig, weich, weniger erhaben und verlieren zunehmend die intensive Rötung. Juckreiz, der von der Narbe ausgeht, tritt unter der Behandlung mit Oleeva seltener und weniger intensiv auf. Studien belegen eine Wirksamkeit in über 90 Prozent der Fälle, auch bei Narben, die bis zu 20 Jahre alt sind.

Handelsformen

| Artikelnummer | Größe | PZN |
|---------------|------------|------------|
| BM-3208 | 4 x 13 cm | 115 778 89 |
| BM-3225 | 13 x 13 cm | 115 778 95 |
| BM-3250 | 13 x 25 cm | 118 507 30 |
| BM-3296 | 20 x 30 cm | 118 508 13 |



ScarSil

Transparentes Silikongel



ScarSil

ScarSil ist ein geruchloses, transparentes und nicht klebendes Silikon-Narbengel zur „unsichtbaren“ Behandlung von Narben.

ScarSil Silikon-Narbengel hilft der Entwicklung hypertropher Narben vorzubeugen. Bestehende Narben werden bei positivem Therapieverlauf geschmeidig, weich, weniger erhaben und verlieren zunehmend die intensive Rötung. Das verwendete Silikon hat den höchsten verfügbaren Reinheitsgrad. ScarSil wird unter Reinraumbedingungen hergestellt. Gegenüber reinem Silikongel werden die Gebrauchseigenschaften von ScarSil durch drei entscheidende Inhaltsstoffe auf einzigartige Weise ergänzt: 1 % fettlösliches Vitamin-C-Derivat, 1 % Emu-Öl, 1 % Squalen.

Handelsformen

ScarSil Silikon Narbengel steht in Tuben zu 10 ml, 15 ml und 30 ml zur Verfügung. Die 30 ml Tube reicht bei einer größeren Narbe (10 x 2 cm) ca. acht Wochen bei dreimal täglicher Applikation. ScarSil und ScarFX können im Tages- und Nachtrhythmus abwechselnd angewendet werden.

| Artikelnummer | Größe | PZN |
|---------------|-------|------------|
| S85010 | 10 ml | 179 083 30 |
| S85015 | 15 ml | 097 811 40 |
| S85000 | 30 ml | 029 565 99 |



Unser Kundenservice

Immer für Sie da – wir beraten Sie gerne!

Unser Kundenservice berät Sie gerne bei allen Fragen zu unseren Produkten. Gerne geben wir Ihnen allgemeine Informationen oder aber eine individuelle Produktberatung. Sollten Sie beim Maßnehmen unsicher sein, helfen wir Ihnen gerne.

Bei Fragen zu Ihrem Auftragsstatus oder wenn Sie eine Bestellung aufgeben möchten, freuen wir uns auf Ihren Anruf. Gerne können Sie uns auch eine E-Mail oder ein Fax senden.

So erreichen Sie uns:


Montag bis Donnerstag von 8:00 - 16:30 Uhr und am Freitag von 8:00 - 16:00 Uhr

Tel.: +49 (0) 5665 40 75 80

Fax: +49 (0) 5665 40 75 888

www.triconmed.com

E-Mail: info@triconmed.com



TRICONmed Kundenservice

Tel.: +49 (0)5665 40 75 80 – E.Mail: info@triconmed.de

TRICONmed GmbH – An der Eiche 6 – 34327 Körle, Deutschland

