



Alle Felder müssen ausgefüllt werden, damit Ihre Bestellung bearbeitet werden kann

Einzelheiten der Bestellung

Datum: _____ Bestell-Nr.: _____
 Ansprechpartner: _____
 Telefon-Nr.: _____
 E-Mail: _____
 Klinik/Praxis: _____
 Lieferadresse: _____

 Postleitzahl: _____

Angaben zum Patienten

Patienten-Nr.: _____
 Vorname: _____
 Nachname: _____
 Geburtsjahr: _____
 Bitte angeben: ☐ Männlich ☐ Weiblich
 Bitte angeben: ☐ Neuer Patient ☐ Bestandspatient
 Diagnose: _____

Wenn alle zutreffenden Felder ausgefüllt sind, klicken Sie bitte auf:
massversorgung@triconmed.de, um Ihr elektronisches Bestellformular zu versenden

Bitte laden Sie Ihre elektronischen Formulare direkt von unserer Website - <https://www.triconmed.de/downloadbereich/>

Alle Stoffausführungen werden jetzt als vordefinierte Themen mit farblich abgestimmten Reißverschlüssen und Nähten angeboten. Bitte wählen Sie eines der unten aufgeführten Themen:

Premium Original

Einfarbiges Powernet:

☐ Beige ☐ Hautfarbe ☐ Blossom ☐ Rot ☐ Raspberry
☐ Classy Blue ☐ Denim Blue ☐ Schwarz

Bedrucktes Powernet:

☐ Unicorn ☐ Safari Car ☐ Paw Print ☐ Pink Camo ☐ Green Camo
☐ Blue Camo ☐ Rainbow Unicorn ☐ Racing Car ☐ Mermaid ☐ 3D Football
☐ Green Football ☐ Flower Garden ☐ Picnic ☐ Abstract ☐ Pixel Brown
☐ Pixel Green

Premium Active - LSF 50

☐ Eucalyptus ☐ Schwarz

Premium Q10 - kosmetischer Q10-Wirkstoff

Einfarbiges Q10:

☐ Typ 2 ☐ Typ 3 ☐ Typ 4 ☐ Typ 5 ☐ Typ 6




Bedrucktes Q10:

☐ Fairy & Castle ☐ Dinosaurs

Bestell-Nr.: _____ Patienten-Nr.: _____



Wählen Sie zuerst die benötigte Versorgung und markieren Sie die Standardausführung oder wählen Sie die Ausführungsoptionen auf Seite 4:

Versorgung (bitte angeben)

☐ PO 0525 Weste ohne Ärmel 	☐ PO 0527 Shirt mit kurzen oder langen Ärmeln 	☐ PO 0503 Armstrumpf (ohne Schulterlasche) ☐ Links ☐ Rechts 
--	--	--

Standardausführungen für Weste/Shirt und Armstrumpf

Merkmal	☐ Weste/Shirt, Brustumfang bis 75 cm (0525, 0527)	☐ Weste/Shirt, Brustumfang über 75 cm (0525, 0527)	☐ Armstrumpf-Bolero (0503)
Halsausschnitt	Rund / umgeschlagen	Rund / umgeschlagen	Rund / umgeschlagen
Armöffnung	Elastikband eingenäht 1,5 cm	Elastikband eingenäht 1,5 cm	-
Ärmel (kurz)	Elastikband 1,5 cm angenäht	Elastikband 2,5 cm angenäht	-
Ärmel (lang)	Kettelnäht	Kettelnäht	Kettelnäht
Achsel-Ausführung	0525: ohne Achseleinsatz 0527: Standardnaht / gefüttert	0525: ohne Achseleinsatz 0527: Standardnaht / gefüttert	Standardnaht / gefüttert
Reißverschlussposition	Hinten (teilbar)	Vorne (teilbar)	Gegenüberliegende Ärmelseite (teilbar)
Ausführung der Reißverschlusspolsterung	wie Kompressionsstoff	wie Kompressionsstoff	wie Kompressionsstoff
Eingenähtes / angenähtes Band	Elastikband eingenäht 2,5 cm	Elastikband eingenäht 2,5 cm	Elastikband eingenäht 2,5 cm

☐ PO 0530 Body Ohne Ärmel 	☐ PO 0531 Body mit kurzen oder langen Ärmeln 
---	---

Standardausführungen für Body


Merkmal	☐ Body, Brustumfang bis 75 cm (0530, 0531)	☐ Body, Brustumfang über 75 cm (0530, 0531)
Halsausschnitt	Rund / umgeschlagen	Rund / umgeschlagen
Armöffnung	Elastikband eingenäht 1,5 cm (Armöffnung & Bein)	Elastikband eingenäht 1,5 cm (Armöffnung & Bein)
Ärmel (kurz)	Elastikband 1,5 cm angenäht	Elastikband 2,5 cm angenäht
Ärmel (lang)	Kettelnäht	Kettelnäht
Achsel-Ausführung	0530: ohne Achseleinsatz 0531: Standardnaht / gefüttert	0530: ohne Achseleinsatz 0531: Standardnaht / gefüttert
Schrittausführung	Geschlossen / Druckknöpfe	Geschlossen / Druckknöpfe
Reißverschlussposition	Hinten (nicht teilbar)	Vorne (nicht teilbar)
Ausführung der Reißverschlusspolsterung	wie Kompressionsstoff	wie Kompressionsstoff

Bestellformular für Weste & Body

Bestell-Nr.: _____ Patienten-Nr.: _____


Bitte verwenden Sie diese Übersicht mit der Anleitung und den Tabellen auf den Seiten 4 und 5

Tragen Sie die Maße in die Felder oder Tabellen ein; beide Ansichten werden gleichzeitig ausgefüllt.




Vorderansicht

R1 & L1 –
Definiert die Breite der Schulterträger.
(nur bei ärmelloser Weste)



Rückansicht



Bestellformular für Weste & Body

Bestell-Nr.: _____ Patienten-Nr.: _____

Rumpf-Umfangsmaße		Links (cm)	Rechts (cm)
A	Taille auf Höhe des Bauchnabels		
B	Brustumfang achselnah		
E	Hals unterhalb des Adamsapfels		
J	Hüfte		
2	Vom Halsansatz durch die Achsel		
3	Von Akromion durch Achsel		

Rumpf-Längenmaße		Links (cm)	Rechts (cm)
C	Achselfalte vorne bis Taille (Vorderansicht)		
D	Taille bis Hüfte oder Versorgungsende		
F	Vorderer Halsausschnitt bis Taille		
H	Hinterer Halsausschnitt bis Taille		
1	Breite der Schulterträger (nur bei ärmellosen Versorgungen)		
10	Vordere Achselfalte bis Ellenbeuge		
11	Ellenbeuge bis Handgelenk		


Umfangsmaße der Gliedmaßen		Links (cm)	Rechts (cm)
4	Oberarm achselnah		
5	Mitte Oberarm über Bizeps		
6	Ellenbeuge bei gestrecktem Arm		
7	Oberer Unterarm		
8	Unterer Unterarm		
9	Handgelenk		

PO 0503 - nur Armstrumpf

Erforderliche Maße:
Umfangsmaße: 2-9, A, B
Längenmaße: C, 10, 11

Bitte beachten: Umfangsmaß A wird am gewünschten Versorgungsende genommen.

Längenanpassung (falls erforderlich)



Rumpf-Längenmaße		(cm)
DF	Taille bis zum vorderen Versorgungsende	
DB	Taille bis zum hinteren Versorgungsende	

Ausführungsoptionen bei nicht gewählter Standardausführung

	Links	Rechts
Kein Achseleinsatz: Naht gefüttert	☐	☐
Achseleinsatz: Einsatz (Mittelnahrt)	☐	☐
Zwickel horizontal (ohne Mittelnahrt)	☐	☐
Zwickel vertikal (ohne Mittelnahrt)	☐	☐
Achseleinsatz Stoff: Kompressionsstoff	☐	☐
Futter	☐	☐
Kompressionsstoff + Futter	☐	☐
Ärmel Kettelnahrt (ohne Gummiband)	☐	☐
Abschluss: Elastikband eingenäht 1,5 cm	☐	☐
Elastikband eingenäht 2,5 cm	☐	☐
Elastikband angenäht 1,5 cm	☐	☐
Elastikband angenäht 2,5 cm	☐	☐
Silikonhaftband eingenäht 2,5 cm	☐	☐
Silikonhaftband angenäht 2,5 cm	☐	☐
Nahtlos	☐	☐
Tailenabschluss		
Elastikband ☐ 2,5 cm ☐ 5 cm		
Silikonhaftband ☐ 2,5 cm ☐ 5 cm		
Stehkragen (Höhe angeben: mindestens 1 cm umlaufend)	☐	cm
Großvaterkragen (Höhe: mindestens 1 cm umlaufend)	☐	cm
Klettaschen für Shorts/Leggings (4er-Set)	☐	
Schrittverschluss: ☐ Druckknöpfe ☐ Klettverschluss		

Thoraxreißverschluss (nur eine Option ankreuzen)

Thoraxreißverschluss Weste/Shirt (teilbar)	☐ Vorne	☐ Hinten
Thoraxreißverschluss Body (nicht teilbar)	☐ Vorne	☐ Hinten
Haken und Ösen (Verschlusshilfe hinter Reißverschluss)	☐	

PO 0503 - nur Armstrumpf

Vorderverschluss (teilbar)	☐ Klettverschluss	☐ Reißverschluss
Gegenseite zum Ärmel (teilbar)	☐ Klettverschluss	☐ Reißverschluss

Modifikationen für alle Versorgungen
Folgende Optionen werden zusätzlich berechnet

Zweiter Thoraxreißverschluss - 1145

Thoraxreißverschluss Weste/Shirt (teilbar)	☐ Vorne	☐ Hinten
Thoraxreißverschluss Body (nicht teilbar)	☐ Vorne	☐ Hinten
Haken und Ösen (Verschlusshilfe hinter Reißverschluss)	☐	

Armreißverschlüsse - 1145 (bei Bedarf ankreuzen)

Arm		
Reißverschlusslage	☐ Eingenäht	☐ Aufgenäht
Position (bitte wählen: Ulnar/Kleinfingerseite oder Radial/Daumenseite)	☐	☐
Länge: _____ cm		
Haken und Ösen (Verschlusshilfe hinter Reißverschluss)	☐	

Bestellformular für Weste & Body

Bestell-Nr.: _____ Patienten-Nr.: _____

Eingesetzte Reißverschlüsse - 1144 (bei Bedarf ankreuzen)

Bei Bedarf Positionsschablone zum Markieren der Position verwenden

Arm

Extremität ☐ Distal ☐ Proximal

Reißverschlusslage ☐ Eingenäht ☐ Aufgenäht

Position (bitte wählen: Ulnar/Kleinfingerseite oder Radial/Daumenseite) ☐ Links ☐ Rechts

Länge: _____ cm

Ärmelfutter

		Links	Rechts
Futter an Ellenbeuge (zum Schutz empfindlicher Haut für mehr Komfort)	1167	☐	☐
Ganzes Ellenbogenfutter (wie oben)	1168	☐	☐

Ärmelnähte (Standard ist medial - innen)

		Links	Rechts
Lateral (außen) - wenn die Naht vom Narbenbereich weg verlegt werden soll	1143	☐	☐


Bitte beachten: Nicht mit vertikaler Achselzwickel-Option verfügbar.

BH-Cup (bei Bedarf ankreuzen - nur eine Option auswählen)

Artikelbeschreibung	Produktcode	Links	Rechts
☐ BH-Cup aus Kompressionsstoff, innen mit weichem Futter	1182	☐	☐
☐ BH-Cup aus Kompressionsstoff, innen mit Polycotton	1184	☐	☐

Normale BH-Größe (muss angegeben werden): _____


Zusätzliche Maße für BH-Cups



Rumpf-Umfangsmaß		(cm)
B1	Oberbrustumumfang	
B2	Unterbrustumumfang	

Rumpf-Längenmaß		(cm)
M	Taille bis Unterbrust	

Schrittgurt 0001



Rumpf-Längenmaß		(cm)
K	Maß K (muss angegeben werden)	

☐ Abnehmbar, mit Klettverschluss vorne und hinten

☐ Vorn angenäht, hinten mit Klettverschluss befestigt

Silon-TEX® II Einsatz

Silon-TEX® II Stoff (in die Versorgung eingenäht)	1191	☐ Schablone zum Markieren der Position nutzen
---	------	--

Taschen & Pelotten

Tasche (eingenäht zum Einlegen von Pelotten für zusätzlichen Druck) Bitte Position angeben	0027	☐ Schablone zum Markieren der Position nutzen
Silon-TEX® II Tasche (wie oben, jedoch mit Silon-TEX® II Stoff bezogen)	1147	☐ Schablone zum Markieren der Position nutzen

Schaumstoffpelotten (zum Einlegen; bitte Dicke wählen)

Höhe 5 mm	1178	☐
Höhe 20 mm	1179	☐

Verstärkungspanels

(bei Bedarf ankreuzen)	Produktcode	1157
Zusätzliche spezielle Panels bewirken eine anhaltende Weichteildehnung, fördern die Haltung und Körperausrichtung während der Narbenreifung		
Die Panels entsprechen der Farbe des Kompressionsstoffs		

☐ AAP Anterior-Abdominal-Panel Für zusätzliche Lendenstützung Panel-Länge ab Bauchnabel angeben: _____ cm	Anterior	☐ LF Lateralflexions-Panel Anteriores und posteriores Panel zur Korrektur der Lateralflexion Bitte ankreuzen ☐ Links ☐ Rechts	Anterior Posterior
☐ UBR1 Oberes Rücken-Verstärkungs-panel Für Dehnung und Neuausrichtung in Protraktion der Schulterblätter bei Narben im oberen Rücken	Anterior Posterior	☐ UBR2 Oberes Rücken-Verstärkungs-panel Für Dehnung und Neuausrichtung in Retraktion der Schulterblätter und Rückenextension bei Narben im oberen Rücken	Posterior
☐ UAR Oberes anteriores Korrekturpanel Dehnung und Neuausrichtung des Ellenbogens in Flexion; reduziert die Extension Bitte ankreuzen ☐ Links ☐ Rechts	Anterior - links Anterior - rechts	☐ UPR Oberes posteriores Korrekturpanel Dehnung und Neuausrichtung des Ellenbogens in Extension; reduziert die Flexion Bitte ankreuzen ☐ Links ☐ Rechts	Posterior - links Posterior - rechts