



Bestellformular für Shorts, Leggings & Strümpfe

Alle Felder müssen ausgefüllt werden, damit Ihre Bestellung bearbeitet werden kann

Einzelheiten der Bestellung

Datum: _____ Bestell-Nr.: _____
 Ansprechpartner: _____
 Telefon-Nr.: _____
 E-Mail: _____
 Klinik/Praxis: _____
 Lieferadresse: _____

 Postleitzahl: _____

Angaben zum Patienten

Patienten-Nr.: _____
 Vorname: _____
 Nachname: _____
 Geburtsjahr: _____
 Bitte angeben: ☐ Männlich ☐ Weiblich
 Bitte angeben: ☐ Neuer Patient ☐ Bestandspatient
 Diagnose: _____

Wenn alle zutreffenden Felder ausgefüllt sind, klicken Sie bitte auf:
massversorgung@triconmed.de, um Ihr elektronisches Bestellformular per E-Mail zu versenden

Bitte laden Sie Ihre elektronischen Formulare direkt von unserer Website herunter - <https://www.triconmed.de/downloadbereich/>

Alle Stoffausführungen sind vordefinierte Themen mit abgestimmten Farben.
Unten ein Thema wählen; Reißverschlüsse und Nähte werden farblich angepasst.

Premium Original

Einfarbiges Powernet:

☐ Beige ☐ Hautfarbe ☐ Blossom ☐ Rot ☐ Raspberry
☐ Classy Blue ☐ Denim Blue ☐ Schwarz

Bedrucktes Powernet:

☐ Unicorn ☐ Safari Car ☐ Paw Print ☐ Pink Camo ☐ Green Camo
☐ Blue Camo ☐ Rainbow Unicorn ☐ Racing Car ☐ Mermaid ☐ 3D Football
☐ Green Football ☐ Flower Garden ☐ Picnic ☐ Abstract ☐ Pixel Brown
☐ Pixel Green

Premium Active - LSF 50

☐ Eucalyptus ☐ Schwarz

Premium Q10 - kosmetischer Q10-Wirkstoff

Einfarbiges Q10:

☐ Typ 2 ☐ Typ 3 ☐ Typ 4 ☐ Typ 5 ☐ Typ 6

Bedrucktes Q10:

☐ Fairy & Castle ☐ Dinosaurs


Bestell-Nr.: _____ Patienten-Nr.: _____

Wählen Sie zuerst die benötigte Versorgung und markieren Sie die Standardausführung oder wählen Sie eine der Ausführungsoptionen auf Seite 4:

Versorgung (bitte angeben)


☐ PO 1119

Leggings, kurzes Bein



☐ PO 1111

Leggings unterhalb des Knies, beliebige Länge, ohne Fußteil



Standardausführungen für Shorts & Leggings

Merkmal	☐ Shorts/Leggings, Taillenumfang bis 75 cm (1119, 1111)	☐ Shorts/Leggings, Taillenumfang über 75 cm (1119, 1111)
Taille	Elastikband eingenäht 2,5 cm	Elastikband eingenäht 2,5 cm
Distaler Beinabschluss (kurz)	Elastikband 1,5 cm angenäht	Elastikband 2,5 cm angenäht
Distaler Beinabschluss (lang)	Kettelnäht	Kettelnäht
Schritt	Geschlossen / gefütterter Zwickel	Geschlossen / gefütterter Zwickel
Horizontaler Eingriff - Taillenumfang nur über 75 cm (Wie Kompressionsstoff)	-	☐ Für horizontalen Eingriff ankreuzen

Folgende Versorgungen erfordern Ausführungsoptionen auf Seite 4:


Versorgung (bitte angeben)

☐ PO 0201

Beinstrumpf, beliebige Länge mit oder ohne Fußteil


☐ Links ☐ Rechts

☐ Mit Fußteil ☐ Ohne Fußteil



☐ PO 0015

Knieband




☐ PO 1103

Taillenhoch, ein Bein, offener Schritt mit oder ohne Fußteil

☐ Links ☐ Rechts

☐ Mit Fußteil ☐ Ohne Fußteil




☐ PO 1101

Taillenhoch zwei Beine mit Fußteil

☐ Offene Zehen ☐ Geschlossene Zehen

☐ Offener Schritt ☐ Geschlossener Schritt




☐ PO 1134

Taillenhoch, ein oder zwei Stümpfe mit oder ohne Fußteil

☐ Links ☐ Rechts ☐ Beide



☐ Offener Schritt ☐ Geschlossener Schritt

☐ Mit Fußteil ☐ Ohne Fußteil



Bitte verwenden Sie diese Übersicht zusammen mit der Anleitung und der Tabelle auf Seite 4.

Verwenden Sie ein Maßband, um die Maße zu erfassen. Tragen Sie sie in die Felder unten oder in die entsprechende Tabelle auf der nächsten Seite ein; beide werden gleichzeitig ausgefüllt.



Bestellformular für Shorts, Leggings & Strümpfe

Bestell-Nr.: _____ Patienten-Nr.: _____

Rumpf-Umfangsmaße		(cm)
A	Taille auf Höhe des Bauchnabels	
J	Hüfte	

Längenmaße der Gliedmaßen:

Maß 22 ist erforderlich. Ohne dieses Maß können wir Ihre Bestellung nicht bearbeiten

		Links (cm)	Rechts (cm)
20	Innenbein vom Schrittlansatz bis Knie oder Versorgungsende über dem Knie		
21	Knie bis Knöchel oder gewünschte Länge		
22	Taille bis Knie oder gewünschte Länge bei Versorgungsende über dem Knie		

Umfangsmaße der Gliedmaßen		Links (cm)	Rechts (cm)
13	Oberschenkel auf Höhe der Gesäßfalte		
13a	Oberer Oberschenkel		
13b	Mitte Oberschenkel		
14	Oberhalb des Kniegelenks		
15	Kniegelenk (auf Höhe der Patellamitte)		
16	Oberer Wadenumfang		
17	Mittlerer Wadenumfang		
18	Unterer Wadenumfang		
19	Knöchel am Oberrand des medialen Malleolus		
24	Fuß und Ferse unterhalb des Knöchels		
25	Spann oder Fußmitte		
26	Fuß auf Höhe der Mittelfußköpfchen		

Fuß-Längenmaße:

Maße 27, 28, 28a und 29 erforderlich bei Versorgungen mit Fußteil

		Links (cm)	Rechts (cm)
27	Oberrand des medialen Malleolus bis zur Fußsohle		
28	Mittelfußköpfchen bis Ferse an medialer Fußseite		
28a	Mittelfußköpfchen bis Ferse an lateraler Fußseite		
29	Mittelfußköpfchen-Zehenspitzen (medial)		

Nur bei geschlossenen Zehen

	Links (cm)	Rechts (cm)
Fußlänge erforderlich		

Nur Shorts & Leggings mit hohem Bund

Rumpf-Umfangsmaß

B	Oberkante der Shorts oder Leggings	
---	------------------------------------	--

Rumpf-Längenmaße

C	Oberkante der Shorts bis zur Taille	
---	-------------------------------------	--

Nur PO 0015 Knieband

Umfangsmaße der Gliedmaßen		Links (cm)	Rechts (cm)
14	Oberhalb des Kniegelenks		
15	Kniegelenk (auf Höhe der Patellamitte)		
16	Oberer Wadenumfang		

Gesamtlänge (maximal 20 cm):	
------------------------------	--

Nur PO 1103: taillenhoch, ein Bein

Rumpf-Längenmaß		(cm)
D	Taille bis Hüfte - nur PO 1103 (Breite des Taillenbunds)	

Ausführungsoptionen bei nicht gewählter Standardausführung

		Links	Rechts
Beinabschluss proximal:	Kettelnäht (ohne Elastikband)	☐	☐
	Elastikband eingenäht 1,5 cm	☐	☐
	Elastikband eingenäht 2,5 cm	☐	☐
	Elastikband eingenäht 5 cm	☐	☐
	Elastikband angenäht 1,5 cm	☐	☐
	Elastikband angenäht 2,5 cm	☐	☐
	Elastikband angenäht 5 cm	☐	☐
	Silikonhaftband eingenäht 2,5 cm	☐	☐
	Silikonhaftband eingenäht 5 cm	☐	☐
	Silikonhaftband angenäht 2,5 cm	☐	☐
Beinabschluss distal:	Kettelnäht (ohne Elastikband)	☐	☐
	Elastikband eingenäht 1,5 cm	☐	☐
	Elastikband eingenäht 2,5 cm	☐	☐
	Elastikband angenäht 1,5 cm	☐	☐
	Elastikband angenäht 2,5 cm	☐	☐
	Silikonhaftband eingenäht 2,5 cm	☐	☐
	Silikonhaftband eingenäht 5 cm	☐	☐
	Silikonhaftband angenäht 2,5 cm	☐	☐
	Silikonhaftband angenäht 5 cm	☐	☐
	Nahtlos	☐	☐

Taillenabschluss:

Elastikband eingenäht:	☐ 2,5 cm	☐ 5 cm
Elastikband angenäht:	☐ 2,5 cm	☐ 5 cm
Silikonhaftband eingenäht:	☐ 2,5 cm	☐ 5 cm
Silikonhaftband angenäht:	☐ 2,5 cm	☐ 5 cm
Kontrakturnaht am Knöchel (vorne zur Formgebung)	☐	☐
Klettaschen zur Befestigung an der Weste (4er-Set)	☐	

Schrittausführung

☐ Offen	☐ Geschlossen (Regelausführung - gefütterter Zwickel)
Bei geschlossenem Schritt unten die Eingriffsöffnung wählen	
☐ Keine	
☐ Reißverschluss (vertikal)	
Eingriff (horizontale Öffnung)	☐ Futterstoff (leichter Druck)
	☐ Powernet-Stoff (für engen Sitz)
Diagonaler Eingriff	☐ Futterstoff (leichter Druck)
	☐ Powernet-Stoff (für engen Sitz)

Modifikationen für alle Versorgungen

Alle folgenden Optionen werden zusätzlich berechnet

Beinreißverschlüsse - 1145 (bei Bedarf ankreuzen)

Bein			
Extremität	☐ Distal	☐ Proximal	
Reißverschlusslage	☐ Eingenäht	☐ Aufgenäht	
Position (bitte wählen: medial oder lateral)		Links	Rechts
		☐	☐
Länge: _____ cm			
Haken/Ösen (hinter dem Reißverschluss als Anziehhilfe)		☐	☐

Eingesetzte Reißverschlüsse - 1144 (bei Bedarf ankreuzen)

Bitte die Positionsschablone zum Markieren der Position verwenden

Bein			
Extremität	☐ Distal	☐ Proximal	
Reißverschlusslage	☐ Eingenäht	☐ Aufgenäht	
Position (bitte wählen: medial oder lateral)		Links	Rechts
		☐	☐
Länge: _____ cm			

Kniefutter

Artikelbeschreibung	Produktcode	Links	Rechts
Ganzes Kniefutter (Hautschutz; mehr Komfort bei Bedarf)	1183	☐	☐
Kniekehlenfutter (wie oben) Knieposition auf dem Maßband markieren	0040	☐	☐

Verstärkungen

Artikelbeschreibung	Produktcode	Links	Rechts
Knieverstärkung (Futter vorne für stark beanspruchte Bereiche)	1186	☐	☐
Fersenverstärkung (hohe Belastung)	1187	☐	☐
Rutschhemmende Silikonsohle	1188	☐	☐

Zehen

Artikelbeschreibung	Produktcode	Links	Rechts
Zehenkappe aus Kompressionsstoff (nahtlos)	1159	☐	☐
Weiche Zehenkappe aus Futterstoff	1160	☐	☐

Beinnähte (Regelausführung medial - innen)

Beinnähte (Regelausführung medial - innen)		Links	Rechts
Lateral (außen) - Nahtverlegung weg vom Narbenbereich	1143	☐	☐

Diese Option ist nur für Versorgungen ohne Fußteil verfügbar: PO 1119 & PO 1111

Shorts & Leggings mit hohem Bund

Artikelbeschreibung	Produktcode	Links (cm)	Rechts (cm)
Schulterträger - Trägerlänge (nur falls Schulterträger nötig) Polycotton-Material mit verstellbarem D-Ring-Verschluss	1162		
☐ Abnehmbar, Klettverschluss ☐ Angenäht, fest			

Silon-TEX® II Einsatz

Silon-TEX® II Stoff (in die Versorgung eingenäht)	1191	☐ Positionsschablone zum Markieren der Position verwenden
---	------	--

Taschen & Pelotten



Tasche (eingenäht zum Einlegen von Pelotten für zusätzlichen Druck) Position angeben	0027	☐ Positionsschablone zum Markieren der Position verwenden
Silon-TEX® II Tasche (wie oben, jedoch mit Silon-TEX® II Stoff bezogen)	1147	☐ Positionsschablone zum Markieren der Position verwenden

Schaumstoffpelotten (für die Tasche; Schaumstoffdicke wählen)

Höhe 5 mm	1178	☐
Höhe 20 mm	1179	☐

Verstärkungspanels

(bei Bedarf ankreuzen)	Produktcode	1157
Zusätzliche spezielle Panels bewirken eine anhaltende Weichteildehnung, fördern die Haltung und Körperausrichtung während der Narbenreifeung		
Die Panels entsprechen der Farbe des Kompressionsstoffs		

☐ Unterstützende Außenrotations-Panels Dehnung und Neuausrichtung der Hüfte durch Außenrotation; reduziert die Innenrotation Bitte ankreuzen ☐ Links ☐ Rechts		☐ Unterstützende Innenrotations-Panels Dehnung und Neuausrichtung der Hüfte durch Innenrotation; reduziert die Außenrotation Bitte ankreuzen ☐ Links ☐ Rechts	
☐ Anterior-Abdominal-Korrekturpanel Für zusätzliche Lendenstützung Panel-Länge ab Bauchnabel angeben: _____ cm	