



Bestellformular für Kopfversorgungen

Alle Felder müssen ausgefüllt werden, damit Ihre Bestellung bearbeitet werden kann

Einzelheiten der Bestellung

Datum: _____ Bestell-Nr.: _____
 Ansprechpartner: _____
 Telefon-Nr.: _____
 E-Mail: _____
 Klinik/Praxis: _____
 Lieferadresse: _____

 Postleitzahl: _____

Angaben zum Patienten

Patienten-Nr.: _____
 Vorname: _____
 Nachname: _____
 Geburtsjahr: _____
 Bitte angeben: ☐ Männlich ☐ Weiblich
 Bitte angeben: ☐ Neuer Patient ☐ Bestandspatient
 Diagnose: _____

Wenn alle zutreffenden Felder ausgefüllt sind, klicken Sie bitte auf:
massversorgung@triconmed.de, um Ihr elektronisches Bestellformular per E-Mail zu versenden

Bitte laden Sie Ihre elektronischen Formulare direkt von unserer Website herunter - <https://www.triconmed.de/downloadbereich/>

Alle Stoffausführungen werden jetzt als vordefinierte Themen mit farblich abgestimmten Reißverschlüssen und Nähten angeboten. Bitte wählen Sie eines der unten aufgeführten Themen:

Premium Original

Einfarbiges Powernet:

☐ Beige ☐ Hautfarbe ☐ Blossom ☐ Rot ☐ Raspberry
☐ Classy Blue ☐ Denim Blue ☐ Schwarz

Bedrucktes Powernet:

☐ Unicorn ☐ Safari Car ☐ Paw Print ☐ Pink Camo ☐ Green Camo
☐ Blue Camo ☐ Rainbow Unicorn ☐ Racing Car ☐ Mermaid ☐ 3D Football
☐ Green Football ☐ Flower Garden ☐ Picnic ☐ Abstract ☐ Pixel Brown
☐ Pixel Green

Premium Active - LSF 50

☐ Eucalyptus ☐ Schwarz

Premium Q10 - kosmetischer Q10-Wirkstoff

Einfarbiges Q10:

☐ Typ 2 ☐ Typ 3 ☐ Typ 4 ☐ Typ 5 ☐ Typ 6

Bedrucktes Q10:


☐ Fairy & Castle ☐ Dinosaurs

Bestell-Nr.: _____ Patienten-Nr.: _____


Wählen Sie zuerst die benötigte Versorgung und markieren Sie die Standardausführung oder wählen Sie aus den Ausführungsoptionen auf Seite 4:

Versorgung (bitte angeben)


☐ **PO 0540**
Vollgesichtsmaske



☐ **PO 1158**
Offene Gesichtsmaske




☐ **PO 0549**
Modifiziertes Kinnband




Standardausführungen für Gesichtsmasken & Kinnband

Merkmal	☐ Vollgesichtsmaske (0540)	☐ Offene Gesichtsmaske (1158)	☐ Modifiziertes Kinnband (0549)
Halsabschluss	Kettelnaht	Kettelnaht	Kettelnaht
Um das Gesicht / den Hinterkopf	-	Elastikband eingenäht / weicher Rand	Elastikband eingenäht / weicher Rand
Augen und Mund	Kettelnaht	-	-
Ohren	Offen / Kettelnaht	Offen / Kettelnaht	Offen / Kettelnaht
Nase	Offen / Kettelnaht	-	-
Verschluss	Reißverschluss / Hinterkopf	Reißverschluss / Hinterkopf	Klettverschluss / Nacken

☐ **PO 0545**
Paulinchenrolle



☐ **PO 0017**
Kopfband



Standardausführungen für Paulinchenrolle & Kopfband

Merkmal	☐ Paulinchenrolle (0545)	☐ Kopfband (0017)
Verschluss	Klettverschluss / Nacken	Klettverschluss / Nacken
Abschluss	-	Elastikband eingenäht / weicher Rand


Bestellformular für Kopfversorgungen

Bestell-Nr.: _____ Patienten-Nr.: _____

LEGENDE

Umfang

Länge



Maße der Versorgung


- PO 0540 Vollgesichtsmaske: Alle Maße erforderlich
- PO 1158 Offene Gesichtsmaske: Erforderliche Maße: 2, 4, 5, 6, 3, E, 7, 8 & 10
- PO 0549 Modifiziertes Kinnband: Erforderliche Maße: 2, 4, 5, 6, 3, E, 7, 8 & 10
- PO 0545 Paulinchenrolle: Erforderliche Maße: 6 & 12
- PO 0017 Kopfband: Erforderliche Maße: 5 & 11

Umfangsmaße

		(cm)
2	Kopfumfang über Kieferwinkel und Scheitel	
5	Kopfumfang auf Augenbrauenhöhe	
6	Halsumfang	
11	Stirn bis Nacken über das Ohr	

Längenmaße

		Links (cm)	Rechts (cm)
1	Augenwinkel bis Mundwinkel		
3	Ohransatz über Hinterkopf zum Gegenohr		
E	Ohrlänge (Oberkante bis Ohransatz)		
4	Augenwinkel bis vorderer Ohransatz		
M	Mundbreite (im entspannten Zustand messen)		
7	Unterlippe bis Kinnspitze (Kontur)		
8	Kinnspitze, Fertiglänge am Hals (Kontur)		
9	Nasenflügelbreite (Kontur) über Nasenspitze		
10	Halsansatz bis zum Versorgungsende (Beginn der Versorgung über Gesicht bis Halsansatz)		
12	Kragenhöhe (Sternumoberkante bis Kinnspitze)		



Ausführungsoptionen bei nicht gewählter Standardausführung

PO 0540 - Vollgesichtsmaske:

Verschluss ☐ Klett ☐ Reißverschluss
☐ Nasenabdeckung (Maß 9 erforderlich)
Ohren offen ☐ Links ☐ Rechts
Ohren geschlossen (Druck auf Ohren) ☐ Links ☐ Rechts
Abschluss: (am Hals) ☐ Kettelnah ☐ Elastikband eingenäht / weicher Rand

PO 1158 - Offene Gesichtsmaske:

Verschluss ☐ Klett ☐ Reißverschluss
Ohren offen ☐ Links ☐ Rechts
Ohren geschlossen (Druck auf Ohren) ☐ Links ☐ Rechts
Abschluss: (am Hals) ☐ Kettelnah ☐ Elastikband eingenäht / weicher Rand
Abschluss: (um das Gesicht) ☐ Kettelnah ☐ Elastikband eingenäht / weicher Rand

PO 0549 - Modifiziertes Kinnband:

Ohren offen ☐ Links ☐ Rechts
Ohren geschlossen (Druck auf Ohren) ☐ Links ☐ Rechts
Abschluss: (am Hals) ☐ Kettelnah ☐ Elastikband eingenäht / weicher Rand
Abschluss: (um das Gesicht & den Hinterkopf) ☐ Kettelnah ☐ Elastikband eingenäht / weicher Rand
Vertikales Band: (am Hinterkopf, zur Stabilisierung der Versorgung) ☐ Keines ☐ Powernet ☐ Elastikband

PO 0017 - Kopfband:

Verschluss ☐ Klett ☐ Geschlossen (zugehängt)
Tiefe/Breite (bitte angeben) _____ cm

Modifikationen

Alle folgenden Optionen werden zusätzlich berechnet

PO 0540 & PO 1158

Reißverschlüsse - 1145 (bei Bedarf ankreuzen)

☐ Links ☐ Rechts ☐ 2x links & rechts
Länge: _____ cm

PO 0540 & PO 1158

Haarabdeckung

Haarschutzabdeckung (innerhalb des Reißverschlusses) Nur für Voll- & offene Gesichtsmasken	1185	☐
---	------	--------------------------

Silon-TEX® II Einsatz

Silon-TEX® II Stoff (in die Versorgung eingenäht)	1191	☐ Positionsschablone zum Markieren der Position verwenden
---	------	--

Taschen & Pelotten

Tasche (eingenäht zum Einlegen von Pelotten für zusätzlichen Druck) Bitte Position angeben	0027	☐ Positionsschablone zum Markieren der Position verwenden
Silon-TEX® II Tasche (wie oben, jedoch mit Silon-TEX® II Stoff bezogen)	1147	☐ Positionsschablone zum Markieren der Position verwenden

Schaumstoffpelotten (zum Einlegen in die Tasche, bitte Schaumstoffdicke auswählen)

Höhe 5 mm	1178	☐
Höhe 20 mm	1179	☐