



Bestellformular für Handschuh

Alle Felder müssen ausgefüllt werden, damit Ihre Bestellung bearbeitet werden kann

Einzelheiten der Bestellung

Datum: _____ Bestell-Nr.: _____
 Ansprechpartner: _____
 Telefon-Nr.: _____
 E-Mail: _____
 Klinik/Praxis: _____
 Lieferadresse: _____

 Postleitzahl: _____

Angaben zum Patienten

Patienten-Nr.: _____
 Vorname: _____
 Nachname: _____
 Geburtsjahr: _____
 Bitte angeben: ☐ Männlich ☐ Weiblich
 Bitte angeben: ☐ Neuer Patient ☐ Bestandspatient
 Diagnose: _____

Wenn alle zutreffenden Felder ausgefüllt sind, klicken Sie bitte auf:
massversorgung@triconmed.de, um Ihr elektronisches Bestellformular per E-Mail zu versenden

Bitte laden Sie Ihre elektronischen Formulare direkt von unserer Website herunter - <https://www.triconmed.de/downloadbereich/>

Stoffausführungen werden als Themen mit farblich abgestimmten Reißverschlüssen und Nähten angeboten. Bitte wählen Sie ein Thema:

Premium Original

Einfarbiges Powernet:

☐ Beige ☐ Hautfarbe ☐ Blossom ☐ Rot ☐ Raspberry
☐ Classy Blue ☐ Denim Blue ☐ Schwarz

Bedrucktes Powernet:

☐ Unicorn ☐ Safari Car ☐ Paw Print ☐ Pink Camo ☐ Green Camo
☐ Blue Camo ☐ Rainbow Unicorn ☐ Racing Car ☐ Mermaid ☐ 3D Football
☐ Green Football ☐ Flower Garden ☐ Picnic ☐ Abstract ☐ Pixel Brown
☐ Pixel Green

Premium Active - LSF 50

☐ Eucalyptus ☐ Schwarz

Premium Q10 - kosmetischer Q10-Wirkstoff

Einfarbiges Q10:

☐ Typ 2 ☐ Typ 3 ☐ Typ 4 ☐ Typ 5 ☐ Typ 6



Bedrucktes Q10:

☐ Fairy & Castle ☐ Dinosaurs

Bestell-Nr.: _____ Patienten-Nr.: _____

Wählen Sie zuerst die benötigte Versorgung und markieren Sie die Standardausführung oder wählen Sie die Ausführungsoptionen auf Seite 5:

Versorgung (bitte angeben)



☐ PO 0535 Handschuh bis 7,6 cm oberhalb des Handgelenks ☐ Links ☐ Rechts 	☐ PO 0534 Handschuh über 7,6 cm bis zur Achselfalte/zum Versorgungsende ☐ Links ☐ Rechts 
---	--

Standardausführungen für Handschuhe

Merkmal	☐ Handschuhe bis 14 cm Handflächenumfang (0535)	☐ Handschuhe über 14 cm Handflächenumfang (0535, 0534)
Proximal	Elastikband 1,5 cm angenäht	Elastikband 2,5 cm angenäht
Fingerspitzen	Offen / Kettelnahrt	Offen / Kettelnahrt
Reißverschluss	Kein Reißverschluss / zum Überziehen	Kein Reißverschluss / zum Überziehen

Die folgenden Versorgungen erfordern Ausführungsoptionen ab Seite 5:

Versorgung (bitte angeben)

☐ PO 0025 Einzelfinger-versorgung (nur ein Finger) ☐ Links ☐ Rechts 	☐ PO 0036 Fingerzwischenraum-Abstandhalter (über dem Handschuh) ☐ Links ☐ Rechts 
--	--


Bitte beachten: Linker und rechter Handschuh können gemeinsam bestellt werden; Versorgungstyp und Thema/Stoff müssen übereinstimmen.

Bestellformular für Handschuh


Bestell-Nr.: _____ Patienten-Nr.: _____

**Diese Übersicht bitte
mit Anleitung und Tabellen
auf Seite 5 verwenden**

Maßband verwenden,
Maße erfassen und in
die Felder unten oder
in Tabelle auf Seite 5 eintragen;
beide Ansichten werden
gleichzeitig ausgefüllt.




Linker Handschuh



Linker Arm

Für Handschuh
oberhalb des
Handgelenks




Bestellformular für Handschuh

Bestell-Nr.: _____ Patienten-Nr.: _____

**Diese Übersicht bitte
mit Anleitung und Tabellen
auf Seite 5 verwenden**


Maßband verwenden,
Maße erfassen und in
die Felder unten oder
in Tabelle auf Seite 5 eintragen;
beide Ansichten werden
gleichzeitig ausgefüllt.



Rechter Handschuh

Rechter Arm

Für Handschuh
oberhalb des
Handgelenks



Bestellformular für Handschuh

Bestell-Nr.: _____ Patienten-Nr.: _____

Bitte beachten: Handschuh mit weniger als 5 Fingern:
Falls nicht alle 5 Finger einzuschließen sind, bitte
durch ein ‚X‘ im Maßfeld kennzeichnen.

Umfangsmaße		Links (cm)	Rechts (cm)
1	IP-Gelenk des Daumens		
3	DIP-Gelenk des Zeigefingers		
4	PIP-Gelenk des Zeigefingers		
6	DIP-Gelenk des Mittelfingers		
7	PIP-Gelenk des Mittelfingers		
9	DIP-Gelenk des Ringfingers		
10	PIP-Gelenk des Ringfingers		
12	DIP-Gelenk des kleinen Fingers		
13	PIP-Gelenk des kleinen Fingers		
9a	Handgelenksfalte		
22	Handfläche (vollständig öffnen)		
26	Unterarm am Versorgungsende		

Längenmaße		Links (cm)	Rechts (cm)
10	Ellenbeuge bis vordere Achselfalte oder gewünschte Länge		
11	Handgelenk bis Ellenbeuge oder gewünschte Länge		
15	Daumenlänge		
16	Zeigefinger		
17	Mittelfinger		
18	Ringfinger		
19	Kleiner Finger		
20	Daumen-/Zeigefingerzwischenr. - Ansatz		
21	Handgelenk bis 2. Fingerzwischenraum		
21a	Handgelenk bis 3. Fingerzwischenraum		
23	Handgelenk bis 4. Fingerzwischenraum		
25	Handgelenk bis Versorgungsende		

Für PO 0534: Handschuh über 7,6 cm
bis vordere Achselfalte oder Versorgungsende

Umfangsmaße der Gliedmaßen		Links (cm)	Rechts (cm)
4	Oberarm achselnah		
5	Mitte Oberarm (Bizeps)		
6	Ellenbeuge bei gestrecktem Arm		
7	Oberer Unterarm		
8	Unterer Unterarm		
9a	Handgelenksfalte		

PO 0025 - Einzelfingerversorgung

Erforderliche Maße:
Umfänge: 9a, 22
Längen: 20, 21, 21a, 23

Bitte beachten: Umfänge und Versorgungsende nur des
benötigten Fingers

PO 0036 - Fingerzwischenraum-Abstandhalter

Erforderliche Maße:
Umfänge: 1, 4, 7, 9a, 10, 13, 22
Längen: 15, 20, 21, 21a, 23

Ausführungsoptionen bei nicht
gewählter Standardausführung

		Links	Rechts
Proximal	Kettelnäht (ohne Gummiband)	☐	☐
Abschluss:	Elastikband eingenäht 1,5 cm	☐	☐
	Elastikband eingenäht 2,5 cm	☐	☐
	Elastikband angenäht 1,5 cm	☐	☐
	Elastikband angenäht 2,5 cm	☐	☐
	Silikonhaftband eingenäht 2,5 cm	☐	☐
	Silikonhaftband angenäht 2,5 cm	☐	☐
	Elastikband eingenäht 5 cm (nur oberhalb Ellenbogen)	☐	☐
	Elastikband angenäht 5 cm (nur oberhalb Ellenbogen)	☐	☐
	Silikonhaftband eingenäht 5 cm (nur oberhalb Ellenbogen)	☐	☐
	Silikonhaftband angenäht 5 cm (nur oberhalb Ellenbogen)	☐	☐

Geschlossene Fingerspitzen (bei Bedarf ankreuzen; Regelfall: offen)		Links	Rechts
15	Daumen	☐	☐
16	Zeigefinger	☐	☐
17	Mittelfinger	☐	☐
18	Ringfinger	☐	☐
19	Kleiner Finger	☐	☐

Modifikationen für alle Versorgungen

Alle folgenden Optionen werden zusätzlich berechnet

Armreißverschlüsse - 1145 (bei Bedarf ankreuzen)

Handschuh bis Handgelenk			
Reißverschlusslage	☐ Eingenäht	☐ Aufgenäht	
Position (bitte wählen: Ulnar/Kleinfingerseite, Radial/Daumenseite, Dorsal oder Palmar)	Links	Rechts	
	☐	☐	
Länge: _____ cm			
Haken/Ösen (hinter dem Reißverschluss als Anziehhilfe)	☐	☐	

Eingesetzte Reißverschlüsse - 1144 (bei Bedarf ankreuzen)

Bitte die Positionsschablone zum Markieren der Position verwenden			
Arm			
Extremität	☐ Distal	☐ Proximal	
Reißverschlusslage	☐ Eingenäht	☐ Aufgenäht	
Position (bitte wählen: Ulnar/Kleinfingerseite, Radial/Daumenseite, Dorsal oder Palmar)	Links	Rechts	
	☐	☐	
Länge: _____ cm			

Ärmelfutter

Beschreibung	Produktcode	Links	Rechts
Ellenbeugenfutter (Schutz empfindlicher Haut; bei Bedarf mehr Komfort)	1167	☐	☐
Vollständiges Ellenbogenfutter (wie oben)	1168	☐	☐

Bestellformular für Handschuh

Bestell-Nr.: _____ Patienten-Nr.: _____

Verstärkungen

Beschreibung	Produktcode	Links	Rechts
Verstärkte Handfläche (außen) (für stark beanspruchte Bereiche)	0021	☐	☐
Rutschhemmung an der Handfläche (nur Handschuh)	1197	☐	☐

Anatomisch verlaufende Naht zwischen den Fingern

Beschreibung	Produktcode	Links	Rechts
(Naht zwischen Fingern, wenn zusätzlicher Druck in den Fingerzwischenräumen der Hand benötigt wird)	1169	☐	☐

Silon-TEX® II Einsatz

Silon-TEX® II Stoff (in die Versorgung eingenäht)	1191	☐	Positionsschablone zum Markieren der Position verwenden
--	------	--------------------------	---

Taschen & Pelotten

Tasche (eingenäht zum Einlegen von Pelotten, um zusätzlichen Druck auf bestimmte Bereiche auszuüben) Position angeben	0027	☐	Positionsschablone zum Markieren der Position verwenden
Silon-TEX® II Tasche (wie oben; mit Silon-TEX® II Stoff bezogen)	1147	☐	Positionsschablone zum Markieren der Position verwenden

Schaumstoffpelotten (zum Einlegen in die Tasche, bitte Schaumstoffdicke auswählen)

Höhe 5 mm	1178	☐
Höhe 20 mm	1179	☐